



## BINGO Evolution Trendline Mini Reha-Kinderwagen

Größe Mini für Kinder von ca. 1 - 3 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.2082 - Komplettwagen, lenkbar

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 03/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rechnungsanschrift</b>	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



\* Abbildung zeigt BINGO Evolution Trendline Gr.1

### Grundausrüstung BINGO Evolution Trendline

#### Lenkbares Straßengestell

- Rahmenfederungssystem
- Seitenblenden
- PU-Bereifung auf schwarzen Felgen
- Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche Gr. 1

#### Sitzeinheit

- IPS - individuelles Polstersystem, schwarz
- Verdeck, schwarz
- Winkelverstellbare Kniewinkelanlage

### Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:  Kupfergold 060

Polsterfarbe:  Schwarz 346

Zubehörfarbe:  Schwarz 346

### Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein. Seitenblenden passend zur Polsterfarbe)

Sitztiefe:  (12 - 27 cm) Rückenhöhe:  (37 - 51 cm) Unterschenkellänge:  (16 - 36 cm)

**Grundausrüstung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-0001	060	<b>BINGO Evolution Mini (Trendline 2021)</b>		<b>1 Stück</b>	
	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	<b>01</b>	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1131-9017	060	Federsatz (Kupfergold) für Zuladung bis 15 kg			
oder	<input type="checkbox"/> 1131-9017	346	Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
oder	<input type="checkbox"/> 1131-9018	060	Federsatz (Kupfergold) für Zuladung bis 25 kg			
oder	<input type="checkbox"/> 1131-9018	346	Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500	346	Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	<b>02</b>	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	060	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	<b>03</b>	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-7300	032	Transportsicherung nach ISO 7176-19 (ab 12 kg Körpergewicht) *		1 Set	
			<b>* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe</b>			
mit	<input type="checkbox"/> 3230-2900	346	Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar *	<b>04</b>	1 Paar	inkl.
			<b>* minimale Sitzbreite 16 cm</b>			
oder	<input type="checkbox"/> 3230-2600	346	Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	<b>(Aufpreis) 05</b>	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-5200		Polsterauflage Gr. 1, anpassbar (IPS)	<b>06</b>	1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3230-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	<b>07</b>	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-249x		Fußbrett mit Fersenkante	<b>08</b>	1 Stück	inkl.
			Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm			
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2551		Fußbrett in Wannenform, Breite ca. 30 cm	<b>(Aufpreis) 08</b>	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2463	015	Adaptives Alu-Fußbrett "footprint" mit Fersenkante, Breite ca. 30 cm	<b>09</b>	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3240-2950		Fußbankarretierung	<b>(Aufpreis) 10</b>	1 Stück	
			Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl	<b>11</b>	1 Stück	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> SA-0430		(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)			
mit	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp	<b>12</b>	1 Set	

**Bereifung**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung	<b>13</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0030		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 14</b>	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung	<b>15</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf schwarzen Felgen	<b>16</b>	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0030		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	<b>(Aufpreis) 17</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	<b>18</b>	1 Set	

**Zubehör**

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!



	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-7601	346	Kopfstützpelotten Gr. 1, niedrige Form	<b>19</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7602	346	Kopfstützpelotten Gr. 1	<b>20</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 1	<b>21</b>	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7700	346	Thoraxpelotten Gr. 1, stufenlos höhenverstellbar (8 x 10 x 2 cm)	<b>22</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-6100		Beckengurt Mini	<b>23</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm)	<b>24</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-6200	346	Fünfpunktgurt, Mini	<b>25</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6300		Fußgurte	<b>26</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	<b>27</b>	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-5300	346	Sitzhose Gr. Mini	<b>28</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5800	346	Fixationsweste Gr. 0	<b>29</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5400	346	Fixationsweste Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-5600	346	Brust-Schulterpelotte Gr. 0	<b>30</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5600	346	Brust-Schulterpelotte Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1 mit 4 Steckverbindungen	<b>31</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5700	346	Brust-Schulterpelotte Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5701		Brust-Schulterpelotte Gr. 2 mit 4 Steckverbindungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7800	346	Abduktionskeil Gr. 1, abschenkbare und abnehmbar	<b>32</b>	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7801	346	Abduktionskeil Gr. 1, fest	<b>33</b>	1 Stück	

<b>Zubehör</b>			<b>mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!</b>			
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Preis</b>
<input type="checkbox"/>	3230-2201		Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch	<b>34</b>	1 Paar	
<input type="checkbox"/>	3230-8100	346	Haltebügel mit Polster Gr. 1 <sup>1)</sup>	<b>35</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3230-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>36</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3230-8202		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar <sup>1) 2)</sup>	<b>37</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3230-8201		Therapietisch Gr. 1, grau <sup>1) 2) 3)</sup>		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3230-8203		Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar <sup>1) 2)</sup>		1 Stück	
			<sup>1)</sup> nur möglich mit Zubehöraufnahme			
			<sup>2)</sup> nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
			<sup>3)</sup> nicht möglich bei Verwendung von Hüftpelotten			
<input type="checkbox"/>	3230-8300	306	Winterschlupfsack Gr. Mini, schwarz (bis ca. ST 20)	<b>38</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 1, schwarz (ab ca. ST 18)		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0018		Echtfelleinsatz Gr. 1	<b>39</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3201-9200	306	Regencape Gr. 1, schwarz	<b>40</b>	1 Stück	

<b>Sonderzubehör</b> (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)			<b>mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!</b>			
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Preis</b>
<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	<b>41</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012		Sonnenschirm mit Befestigungsset, grau	<b>42</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3201-7601		1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	346	Wickelrucksack, schwarz	<b>43</b>	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	<b>44</b>	1 Paar	

<b>Trendline Sonderzubehör</b>			<b>mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!</b>			
	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Bild</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Preis</b>
	7000-0xxx		Trendline Sonderzubehör zur Auswahl			
mit	<input type="checkbox"/> xxx-0197		Kaffee-Becher-Halter für 76 mm Becher	<b>45</b>	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> xxx-0198		Handy-Halter für 4.0 bis 6.5 Zoll Smartphones	<b>46</b>	1 Stück	inkl.

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution Trendline Mini

				
Rahmenfederungssystem	Seitenblende passend zur Polsterfarbe	Seitenblende passend zur Rahmenfarbe	Oberschenkelführungen	Hüftpelotten
				
IPS - Individuelles Polstersystem	Wadenpolsterstützplatte	Fußbrett mit Fersenkante oder Wannenform	Alu-Fußbrett „footprint“ mit Fersenkante	Fußbankarretierung
				
Verstärkter Fußbrett-träger aus Stahl	Lenkstopp	Luft-Bereifung Vorderrad	Luft-Bereifung Hinterrad	Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder
				
Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder	PU-Bereifung Vorderrad	PU-Bereifung Hinterrad	PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen	PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen
				
PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder	PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder	Fahrbremse für Begleitperson	Kopfstützpelotten, niedrige Form	Kopfstützpelotten, hohe Form
				
Anatomische Nacken-Kopfstütze	Thoraxpelotten	Beckengurt	4-Punkt Beckengurt	Fünfpunktgurt

# AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution Trendline Mini



26

Fußgurte



27

Fußgelenkgurte



28

Sitzhose



29

Fixationsweste



30

Brust-Schulterpelotte



31

Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen




32

A-Keil, abschwengbar und abnehmbar



33

A-Keil, fest



34

Zubehöraufnahmen



35

Haltebügel



36

Therapietisch



37

Therapietisch, höhenverstellbar



38

Winterschlupfsack



39

Echtfelleinsatz



40

Regencape



41

Buggy-Board



42

Sonnenschirm



43

Wickelrucksack



44

„Cosies“ Thermofleece Handwärmer



45

Kaffee-Becher-Halter



46

Handy-Halter