



BINGO SWITCH Reha-Kinderwagen

Größe 1 für Kinder von ca. 1 - 6 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.2080 - Komplettwagen, starr

HMV-Nr.: 18.99.01.2082 - Komplettwagen, lenkbar

Alle Preise in €, Stand 03/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	
<input type="text"/>	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
<input type="text"/>	
Straße	Postleitzahl, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Grundausrüstung

Straßengestell

- kompakt faltbar
- 45° Sitzkantelung in beide Richtungen
- Sitz schnell abnehmbar, drehbar
- Zuladung 60 kg

Sitzeinheit

- IPS - individuelles Polstersystem
- Sitztiefe 16 - 34 cm
- Sitzbreite 18 - 30 cm
- Unterschenkellänge 16 - 37 cm
- Rückenhöhe 45 - 63 cm
- Rückenneigung 90° - 160°
- ergonomische Beckengurtführung
- winkelverstellbares Fußbrett
- Zuladung 50 kg

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:	<input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt 032	<input type="checkbox"/> Silber 002	
Polsterfarbe einfarbig:	<input type="checkbox"/> Schwarz 346	<input type="checkbox"/> Beere Soft 347	<input type="checkbox"/> Grau Soft 348
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft 349		
Polsterfarbe zweifarbig:	<input type="checkbox"/> Beere Soft / Schwarz 350	<input type="checkbox"/> Grau Soft / Schwarz 351	<input type="checkbox"/> Türkis Soft / Schwarz 352
mit Zubehörfarbe Schwarz			
Sitztiefe:	<input type="text"/> (16 - 34 cm)		

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein. Seitenblenden passend zur Polsterfarbe)

Rückenhöhe: (45 - 63 cm) **Unterschenkellänge:** (16 - 37 cm)

Grundausrüstung - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3232-2000		BINGO Evolution Sitzeinheit Gr. 1		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar * * minimale Sitzbreite 20 cm	01	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	(Aufpreis) 02	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-5100		Polsterauflage Gr. 1, anpassbar (IPS)	03	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3232-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	04	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-2500K		Kniewinkelanlage 90°	05	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3232-2402K		Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85°-170° * * minimale Unterschenkellänge 19 cm	(Aufpreis) 06	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-2810		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	07	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2820		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar, mit Verriegelung	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2830		Verstärkter Fußbretthalter "Stahl SA-0430" mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	08	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2840		Verstärkter Fußbretthalter "Stahl SA-0430" mit einstellbarem Winkel, hochklappbar, mit Verriegelung * <i>Mehrgewicht ca. 0,3 kg</i>	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	3231-2850		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung, für kurze Unterschenkellängen (USL Reduzierung um 4 cm)	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-249x		Fußbrett mit Fersenkante Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm	09	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-248x		Fußbrett mit Fersenkante für kurze USL Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm	09	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2551		Fußbrett in Wannenform, Breite ca. 30 cm	(Aufpreis) 09	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2553		Bingo-Evo Fußbrett in Wannenform Gr.1, für kurze USL	(Aufpreis) 09	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2552	015	Alu-Fußbrett in Wannenform Gr.1 (nicht f. kurze USL)	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2463	015	Adaptives Alu-Fußbrett "footprint" mit Fersenkante, Breite ca. 30 cm	10	1 Stück	

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3231-7600		Kopfstützpelotten Gr. 1, niedrige Form	11	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3201-7600		Kopfstützpelotten Gr. 1	12	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3201-7601		Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke Gr. 1 (für Hörerset)	13	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 1	14	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7700		Thoraxpelotten Gr. 1, stufenlos höhenverstellbar (8 x 10 x 2 cm)	15	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3233-7700		Thoraxpelotten Gr. 2, stufenlos höhenverstellbar (10 x 12 x 2 cm)		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6100		Beckengurt	16	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm)	17	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6200		Fünfpunktgurt	18	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6300		Fußgurte	19	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	20	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3231-5300		Sitzhose Gr. 1	21	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5800		Fixationsweste Gr. 0	22	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5400		Fixationsweste Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5500		Fixationsweste Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 1	23	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1 mit 4 Steckverbindungen	24	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5701		Brust-Schulterpelotte Gr. 2 mit 4 Steckverbindungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7800		Abduktionskeil Gr. 1, abschwenkbar und abnehmbar	25	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7801		Abduktionskeil Gr. 1, fest	26	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7900		Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7901		Abduktionskeil Gr. 2, fest		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3232-2203	032	Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch	27	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3231-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 1 ¹⁾	28	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent ^{1) 2) 3)}	29	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-8202		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar ^{1) 2)}	30	1 Stück	

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3231-8201		Therapietisch Gr. 1, grau ^{1) 2) 3)}		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-8203		Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar ^{1) 2)}		1 Stück	
			¹⁾ nur möglich mit Zubehöraufnahme			
			²⁾ nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
			³⁾ nicht möglich bei Verwendung von Hüftpelotten			
	<input type="checkbox"/> 3201-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 1, schwarz	31	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-8400	306	Winterschlupfsack Gr. 2, schwarz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0018		Echtfelleinsatz Gr. 1	32	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0019		Echtfelleinsatz Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-9200	306	Regencape Gr. 1, schwarz	33	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz	34	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-0010	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. 1 mit 75 mm Doppelrollen	35	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-0011	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. 1 mit 125 mm Rollen	36	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	022	Seitenblenden in Standardfarbe weiß	37		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	38		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	032	Seitenblenden in schwarz matt			
	<input type="checkbox"/> 3002-5400		Schiebegriff für BASIC Zimmeruntergestell		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3004-0000	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. 1 mit 75 mm Doppelrollen	39	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3004-0001	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. 1 mit 125 mm Rollen	36	1 Stück	
	Voreinstellung der Gasdruckfeder: <input type="checkbox"/> bis 20 kg <input type="checkbox"/> bis 35 kg <input type="checkbox"/> bis 50 kg					

Grundausrüstung - Straßengestell mit Lenkräder-Vorsatz

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3032-1000		BINGO SWITCH Gr.1 Straßengestell, mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3033-1000		BINGO SWITCH Gr.1 Straßengestell, für Zusatzgeräte mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1027		Kunststofflenkgabeln	40	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	41	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1028		Alu-Lenk-gabeln	(Aufpreis) 42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenk-gabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 43	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	44	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	45	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung	46	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0030		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 47	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung	48	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf schwarzen Felgen	49	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0030		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 50	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	51	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	52	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3032-9402		Mitfaltende große Ablagetasche SWITCH Gr. 1 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 53	1 Stück	
	* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung					
oder	<input type="checkbox"/> 3202-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3033-10xx) (Sonderbau)	(Aufpreis) 55	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3231-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
	* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte					

Grundausrüstung - Straßengestell mit Mittellenkrad-Vorsatz

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3032-1020		BINGO SWITCH Gr.1 Straßengestell, mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3033-1020		BINGO SWITCH Gr.1 Straßengestell, für Zusatzgeräte mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 43	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	44	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	45	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0056		Luft-Bereifung	46	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0057		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 47	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0056		PU-Bereifung	48	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0057		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 50	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	51	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	52	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3032-9402		Mitfaltende große Ablagetasche SWITCH Gr. 1 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 53	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3202-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3033-10xx) (Sonderbau)	(Aufpreis) 55	1 Stück	
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3231-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3231-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenkabeln

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3032-1030		BINGO SWITCH CROSS Gr.1 Straßengestell mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3033-1030		BINGO SWITCH CROSS Gr.1 Straßengestell für Zusatzgeräte mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 43	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	44	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	45	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0050		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0050		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	52	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3032-9402		Mitfaltende große Ablagetasche SWITCH Gr. 1 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 53	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3238-4400		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3033-1030/40 (Sonderbau)	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenkgehäusen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3032-1040		BINGO SWITCH CROSS Gr.1 Straßengestell mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3033-1040		BINGO SWITCH CROSS Gr.1 Straßengestell für Zusatzgeräte mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 43	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	44	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	45	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0058		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0058		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	52	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3032-9402		Mitfaltende große Ablagetasche SWITCH Gr. 1 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 53	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3238-4400		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3033-1030/40 (Sonderbau)	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

! BINGO Evolution Cross: Sonderbauten nur auf Anfrage !
Zubehör - Straßengestell - Nachrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgehäusen	41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgehäusen		1 Set	
	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3031-7400E		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	43	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 3032-9402E		Mitfaltende große Ablagetasche SWITCH Gr. 1 (max. 8 kg)	53	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-9500E		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe oder Rahmenfarbe		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3231-2552E	015	Alu-Fußbrett in Wannenform Gr.1		1 Stück	

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3202-4100E		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3033-10xx)	55	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3238-4400E		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3033-1030/40		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4200		Sauerstoffflaschenhalter lang, rechts (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	56	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4200_CROSS		Sauerstoffflaschenhalter lang, rechts (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	56	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4201		Sauerstoffflaschenhalter kurz, rechts (d=100 mm) Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4201_CROSS		Sauerstoffflaschenhalter kurz, rechts (d=100 mm) Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0225-MP		Verstellbare Winkelhalter für konturierte Sauerstoffgeräte	(Aufpreis) 57	1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0031-KP		Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk	58	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0016/3-MP		Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)	(Aufpreis) 59	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0298-MP		Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm *	(Aufpreis)	1 Set	
			* nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
<input type="checkbox"/>	SA-0321-MP		Verbindungssteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßengestelle hintereinander, inklusive Lenkstopp am hinteren Straßengestell *	(Aufpreis) 60	1 Set	
			* nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe			
			* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln & dem Straßengestell Cross			
<input type="checkbox"/>	SA-0441-MP		Verbindungssteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+ / S4 Air+ vorne, mit BINGO Evolution Straßengestell 3232-1000 oder 3238-1000 hinten *	(Aufpreis)	1 Set	
			* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln & dem Straßengestell Cross			

Wechselvorsätze (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3032-1300E		Lenkräder-Wechselvorsatz BINGO SWITCH		1 Paar	
mit <input type="checkbox"/>	1281-1027	-	Kunststofflenkgebeln	40	1 Set	inkl.
<input type="checkbox"/>	3202-7100	-	Lenkstopp für Kunststofflenkgebeln	41	1 Set	
oder <input type="checkbox"/>	1281-1028	-	Alu-Lenkgebeln	(Aufpreis) 42	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3232-7100	-	Lenkstopp für Alu-Lenkgebeln		1 Set	
mit <input type="checkbox"/>	1219-0055	-	Lenkräder mit Luft-Bereifung auf 3-Speichen Felgen	46	1 Set	inkl.
oder <input type="checkbox"/>	1229-0055	-	Lenkräder mit PU-Bereifung auf 3-Speichen Felgen	48	1 Set	inkl.
oder <input type="checkbox"/>	1229-0054	-	Lenkräder mit PU-Bereifung auf "HOGGI" Felgen	49	1 Set	inkl.
<input type="checkbox"/>	3032-1501E		Mittellenkrad-Wechselvorsatz BINGO SWITCH (Mini/1), Luft-Bereifung		1 Set	
<input type="checkbox"/>	3032-1502E		Mittellenkrad-Wechselvorsatz BINGO SWITCH (Mini/1), PU-Bereifung		1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	

Sonderzubehör (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)


mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	61	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	62	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3201-7601	63	1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	64	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	65	1 Paar	

Vormontage von Pelotten, Polsterteilen & Gurte

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	6999-1012		BINGO Evolution Vormontageservice (ohne Einstellungen)		1 Stück	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>01</p>  | <p>02</p>  | <p>03</p>  | <p>04</p>  | <p>05</p>  |
| Oberschenkelführungen | Hüftpelotten | IPS - Individuelles Polstersystem | Wadenpolsterstützplatte | Kniewinkelanlage 90° |
| <p>06</p>  | <p>07</p>  | <p>08</p>  | <p>09</p>  | <p>10</p>  |
| Kniewinkelanlage 85°-170° | Fußbrethalter, hochklappbar | Verstärkter Fußbrett-träger aus Stahl | Fußbrett mit Fersenkante oder Wannform | Alu-Fußbrett „footprint“ mit Fersenkante |
| <p>11</p>  | <p>12</p>  | <p>13</p>  | <p>14</p>  | <p>15</p>  |
| Kopfstützelotten, niedrige Form | Kopfstützelotten, hohe Form | Kopfstützelotten mit Abstandsgewirke | Anatomische Nacken-Kopfstütze | Thoraxpelotten |
| <p>16</p>  | <p>17</p>  | <p>18</p>  | <p>19</p>  | <p>20</p>  |
| Beckengurt | 4-Punkt Beckengurt | Fünfpunktgurt | Fußgurte | Fußgelenkgurte |
| <p>21</p>  | <p>22</p>  | <p>23</p>  | <p>24</p>  | <p>25</p>  |
| Sitzhose | Fixationsweste | Brust-Schulterpelotte | Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen | A-Keil, abschwenkbar und abnehmbar |
| <p>26</p>  | <p>27</p>  | <p>28</p>  | <p>29</p>  | <p>30</p>  |
| A-Keil, fest | Zubehöraufnahmen | Haltebügel | Therapietisch | Therapietisch, höhenverstellbar |

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH



Winterschlupfsack



Echtfelleinsatz



Regencape



Verdeck



BASIC Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen



125 mm Rollen



Seitenblende in Standardfarbe, weiß



Seitenblende passend zur Polsterfarbe



COBRA Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen



Kunststofflenkgabeln



Lenkstopp



Alu-Lenkgabeln



Rahmenfederungssystem



Seitenblende passend zur Polsterfarbe



Seitenblende passend zur Rahmenfarbe



Luft-Bereifung Vorderrad



Luft-Bereifung Hinterrad



Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder



Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder



PU-Bereifung Vorderrad



PU-Bereifung Hinterrad



PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen



PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen



PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder



PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder



Fahrbremse für Begleitperson



Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche



Mitfaltende, große Ablagetasche



Transportsicherung nach ISO 7176-19



Ablage für medizinische Zusatzgeräte

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH



56

Sauerstoffflaschenhalter



57

Verstellbare Winkelhalter für Sauerstoffgeräte



58

Infusionsstab



59

Verstärkte Hinterachse



60

Verbindungsteile zur Kopplung



61

Buggy-Board



62

Sonnenschirm




63

Hörerset zum Einbau in Kopfstützpelotten



64

Wickelrucksack



65

„Cosies“ Thermofleece Handwärmer