



BINGO SWITCH Mini Reha-Kinderwagen

Größe Mini für Kinder von ca. 1 - 3 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.2080 - Komplettwagen, starr

HMV-Nr.: 18.99.01.2082 - Komplettwagen, lenkbar

Alle Preise in €, Stand 03/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



*Die Abbildung zeigt den BINGO SWITCH in Gr.1

Grundausrüstung

Straßengestell

- kompakt faltbar
- 45° Sitzkantelung in beide Richtungen
- Sitz schnell abnehmbar, drehbar
- Zuladung 60 kg

Sitzeinheit

- IPS - individuelles Polstersystem
- Sitztiefe 12 - 27 cm
- Sitzbreite 13 - 25 cm
- Unterschenkellänge 16 - 36 cm
- Rückenhöhe 37 - 51 cm
- Schulterhöhe 25,5 - 39,5 cm
- Rückenneigung 80° - 180°
- ergonomische Beckengurtführung
- winkelverstellbares Fußbrett
- Zuladung 25 kg

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:	<input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt 032
Polsterfarbe einfarbig:	<input type="checkbox"/> Schwarz 346 <input type="checkbox"/> Beere Soft 347 <input type="checkbox"/> Grau Soft 348
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft 349
Polsterfarbe zweifarbig:	<input type="checkbox"/> Beere Soft / Schwarz 350 <input type="checkbox"/> Grau Soft / Schwarz 351 <input type="checkbox"/> Türkis Soft / Schwarz 352
mit Zubehörfarbe Schwarz	
Sitztiefe:	<input type="text" value=""/> (12 - 27 cm)

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein. Seitenblenden passend zur Polsterfarbe)

Rückenhöhe: (37 - 51 cm) **Unterschenkellänge:** (16 - 36 cm)

Grundausrüstung - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-2000K	032	BINGO Evolution Mini Sitzeinheit inkl. Winkelverstellbare Kniewinkelanlage		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar * * minimale Sitzbreite 16 cm	01	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3230-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	(Aufpreis) 02	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-5200		Polsterauflage Gr. 1, anpassbar (IPS)	03	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3230-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	04	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-2810		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	05	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2820		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar, mit Verriegelung	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2830		Verstärkter Fußbretthalter "Stahl SA-0430" mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	06	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2840		Verstärkter Fußbretthalter "Stahl SA-0430" mit einstellbarem Winkel, hochklappbar, mit Verriegelung	(Aufpreis)	1 Stück	
			* Mehrgewicht ca. 0,3 kg			
oder	3231-2850		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung, für kurze Unterschenkellängen (USL Reduzierung um 4 cm)	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-249x		Fußbrett mit Fersenkante Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm	07	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-248x		Fußbrett mit Fersenkante für kurze USL Breite: <input type="checkbox"/> 1=27 cm <input type="checkbox"/> 2=29 cm <input type="checkbox"/> 3=31 cm	07	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2551		Fußbrett in Wannenform, Breite ca. 30 cm	(Aufpreis) 07	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2553		Bingo-Evo Fußbrett in Wannenform Gr.1, für kurze USL	(Aufpreis) 07	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2552	015	Alu-Fußbrett in Wannenform Gr.1 (nicht f. kurze USL)	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3231-2463	015	Adaptives Alu-Fußbrett "footprint" mit Fersenkante, Breite ca. 30 cm	08	1 Stück	

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-7601		Kopfstützpelotten Gr. 1, niedrige Form	09	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7602		Kopfstützpelotten Gr. 1	10	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 1	11	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3230-7700		Thoraxpelotten Gr. 1, stufenlos höhenverstellbar (8 x 10 x 2 cm)	12	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-6100		Beckengurt Mini	13	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6701		4-Punkt Beckengurt Gr. XS (SB 18 - 24 cm)	14	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-6200		Fünfpunktgurt, Mini	15	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6300		Fußgurte	16	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	17	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-5300		Sitzhose Gr. Mini	18	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5800		Fixationsweste Gr. 0	19	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5400		Fixationsweste Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 0	20	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 1		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 1 mit 4 Steckverbindungen	21	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5701		Brust-Schulterpelotte Gr. 2 mit 4 Steckverbindungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7800		Abduktionskeil Gr. 1, abschwenkbar und abnehmbar	22	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7801		Abduktionskeil Gr. 1, fest	23	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-2201	032	Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch	24	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3230-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 1 ¹⁾	25	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8200		Therapietisch Gr. 1, transparent ^{1) 2) 3)}	26	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8202		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar ^{1) 2)}	27	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8201		Therapietisch Gr. 1, grau ^{1) 2) 3)}		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-8203		Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar ^{1) 2)}		1 Stück	
			¹⁾ nur möglich mit Zubehöraufnahme			
			²⁾ nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
			³⁾ nicht möglich bei Verwendung von Hüftpelotten			

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3230-8300	306	Winterschlupfsack Gr. Mini, schwarz (bis ca. ST 20)	28	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 1, schwarz (ab ca. ST 18)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0018		Echtfelleinsatz Gr. 1	29	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-9200	306	Regencape Gr. 1, schwarz	30	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3230-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz	31	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-0012	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. Mini mit 75 mm Doppelrollen	32	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-0013	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. Mini mit 125 mm Rollen	33	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	022	Seitenblenden in Standardfarbe weiß	34		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	35		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	032	Seitenblenden in schwarz matt			
	<input type="checkbox"/> 3002-5400		Schiebegriff für BASIC Zimmeruntergestell		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3004-0002	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. Mini mit 75 mm Doppelrollen	36	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3004-0003	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. Mini mit 125 mm Rollen	33	1 Stück	
	Voreinstellung der Gasdruckfeder: <input type="checkbox"/> bis 20 kg <input type="checkbox"/> bis 35 kg <input type="checkbox"/> bis 50 kg					

Grundausrüstung - Straßengestell mit Lenkräder-Vorsatz

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3030-1000	032	BINGO SWITCH Mini Straßengestell, mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3031-1000	032	BINGO SWITCH Mini Straßengestell, für Zusatzgeräte mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1027		Kunststofflenkgabeln	37	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	38	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1028		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 39	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301	032	Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	41	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	42	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung	43	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0030		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 44	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung	45	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf "HOGGI" Felgen	46	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0030		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 47	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	48	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablage tasche Gr. 1 (max. 3 kg)	49	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3030-9402		Mitfaltende große Ablage tasche für SWITCH Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 50	1 Stück	
	* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung					
oder	<input type="checkbox"/> 3202-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3033-10xx) (Sonderbau)	(Aufpreis) 51	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
	* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe					
mit	<input type="checkbox"/> 3231-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
	* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte					

Grundausrüstung - Straßengestell mit Mittlenkrad-Vorsatz

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3030-1020	032	BINGO SWITCH Mini Straßengestell, mit Mittlenkrad-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3031-1020	032	BINGO SWITCH Mini Straßengestell, für Zusatzgeräte mit Mittlenkrad-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittlenkrad		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301	032	Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	41	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	42	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0056		Luft-Bereifung	43	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0057		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 44	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0056		PU-Bereifung	45	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0057		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 47	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	48	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	49	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3030-9402		Mitfaltende große Ablagetasche für SWITCH Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 50	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3202-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3033-10xx) (Sonderbau)	(Aufpreis) 51	1 Stück	
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3231-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenk-gabeln

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3030-1030	032	BINGO SWITCH CROSS Mini Straßengestell mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3031-1030	032	BINGO SWITCH CROSS Mini Straßengestell für Zusatzgeräte mit Lenkräder-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	41	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	42	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0050		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0050		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablagetasche Gr. 1 (max. 3 kg)	49	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3030-9402		Mitfaltende große Ablagetasche für SWITCH Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 50	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3238-4400		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3031-1030/40 (Sonderbau)	(Aufpreis) 51	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
			* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe			
mit	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenk-gabeln		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenkabeln

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3030-1040	032	BINGO SWITCH CROSS Mini Straßengestell mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3031-1040	032	BINGO SWITCH CROSS Mini Straßengestell für Zusatzgeräte mit Mittellenkrad-Vorsatz		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3031-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3031-7400	032	Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	41	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	42	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0058		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0058		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3232-9401		Mitfaltende "Soft" Ablage tasche Gr. 1 (max. 3 kg)	49	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3030-9402		Mitfaltende große Ablage tasche für SWITCH Mini (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 50	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
oder	<input type="checkbox"/> 3238-4400		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3031-1030/40 (Sonderbau)	(Aufpreis) 51	1 Stück	
mit	<input checked="" type="checkbox"/> 3230-1501	032	Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad (Sonderbau)		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

! BINGO Evolution Cross: Sonderbauten nur auf Anfrage !
Zubehör - Straßengestell - Nachrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkabeln	38	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkabeln		1 Set	
	<input type="checkbox"/> SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3031-7400E	032	Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9017	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9017		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 15 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 3230-9402E		Mitfaltende große Ablage tasche für Mini (max. 8 kg)	50	1 Stück	
			* nur in Verbindung mit Brust-Schulterpelotte oder Fixationsweste als Positionierungshilfe			
	<input type="checkbox"/> 3231-9500E		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe oder Rahmenfarbe		1 Paar	

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz) mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3202-4100E		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (nur mit 3031-10xx)	51	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3238-4400E		CROSS Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 1 (max. 25kg) nur mit 3031-1030/40	51	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4200		Sauerstoffflaschenhalter lang, rechts (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	52	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4200_CROSS		Sauerstoffflaschenhalter lang, rechts (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	52	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4201		Sauerstoffflaschenhalter kurz, rechts (d=100 mm) Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	3030-4201_CROSS		Sauerstoffflaschenhalter kurz, rechts (d=100 mm) Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0225-MP		Verstellbare Winkelhalter für konturierte Sauerstoffgeräte	(Aufpreis) 53	1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0031-KP		Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk	54	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0605-MP		Fußbrett-Träger für kurze ULL		1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0016/3-MP		Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)	(Aufpreis) 55	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	SA-0298-MP		Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm *	(Aufpreis)	1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0321-MP		Verbindungssteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßengestelle hintereinander, inklusive Lenkstopp am hinteren Straßengestell * * nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe * Straßengestell Bingo Evolution Mini nur vorne möglich * nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk-gabeln & dem Straßengestell Cross	(Aufpreis) 56	1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0441-MP		Verbindungssteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+/S4 Air+ vorne, BINGO Evolution Straßengestell 3238-1011 hinten * * nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenk-gabeln & dem Straßengestell Cross	(Aufpreis)	1 Set	

Wechselvorsätze (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händler-rabatt) mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	3032-1300E	032	Lenkräder-Wechselvorsatz BINGO SWITCH		1 Paar	
mit <input type="checkbox"/>	1281-1027		Kunststofflenkgabeln	37	1 Set	inkl.
<input type="checkbox"/>	3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	38	1 Set	
oder <input type="checkbox"/>	1281-1028		Alu-Lenk-gabeln	(Aufpreis) 39	1 Set	
<input type="checkbox"/>	3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenk-gabeln		1 Set	
mit <input type="checkbox"/>	1219-0055		Lenkräder mit Luft-Bereifung auf 3-Speichen Felgen	43	1 Set	inkl.
oder <input type="checkbox"/>	1229-0055		Lenkräder mit PU-Bereifung auf 3-Speichen Felgen	45	1 Set	inkl.
oder <input type="checkbox"/>	1229-0054		Lenkräder mit PU-Bereifung auf "HOGGI" Felgen	46	1 Set	inkl.
<input type="checkbox"/>	3032-1501E	032	Mittellenkrad-Wechselvorsatz BINGO SWITCH (Mini/1), Luft-Bereifung		1 Set	
<input type="checkbox"/>	3032-1502E	032	Mittellenkrad-Wechselvorsatz BINGO SWITCH (Mini/1), PU-Bereifung		1 Set	
<input type="checkbox"/>	SA-0149/2-KP		Lenkstopp für Mittellenkrad		1 Set	



Sonderzubehör (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händler-rabatt) mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

<input type="checkbox"/>	7000-0010		Buggy-Board	57	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	58	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3201-7601		1 Set	
<input type="checkbox"/>	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	59	1 Stück	
<input type="checkbox"/>	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	60	1 Set	






Vormontage von Pelotten, Polsterteilen & Gurte

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/>	6999-1012		BINGO Evolution Vormontageservice (ohne Einstellungen)		1 Stück	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH Mini

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>01</p>  | <p>02</p>  | <p>03</p>  | <p>04</p>  | <p>05</p>  |
| Oberschenkelführungen | Hüftpelotten | IPS - Individuelles Polstersystem | Wadenpolsterstützplatte | Fußbretthalter, hochklappbar |
| <p>06</p>  | <p>07</p>  | <p>08</p>  | <p>09</p>  | <p>10</p>  |
| Verstärkter Fußbrett-träger aus Stahl | Fußbrett mit Fersen-kante oder Wannenförmig | Alu-Fußbrett „footprint“ mit Fersen-kante | Kopfstützpelotten, niedrige Form | Kopfstützpelotten, hohe Form |
| <p>11</p>  | <p>12</p>  | <p>13</p>  | <p>14</p>  | <p>15</p>  |
| Anatomische Nacken-Kopfstütze | Thoraxpelotten | Beckengurt | 4-Punkt Beckengurt | Fünfpunktgurt |
| <p>16</p>  | <p>17</p>  | <p>18</p>  | <p>19</p>  | <p>20</p>  |
| Fußgurte | Fußgelenkgurte | Sitzhose | Fixationsweste | Brust-Schulterpelotte |
| <p>21</p>  | <p>22</p>  | <p>23</p>  | <p>24</p>  | <p>25</p>  |
| Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen | A-Keil, abschwengbar und abnehmbar | A-Keil, fest | Zubehöraufnahmen | Haltebügel |
| <p>26</p>  | <p>27</p>  | <p>28</p>  | <p>29</p>  | <p>30</p>  |
| Therapietisch | Therapietisch, höhenverstellbar | Winterschlupfsack | Echtfelleinsatz | Regencape |

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH Mini

<p>31</p> 	<p>32</p> 	<p>33</p> 	<p>34</p> 	<p>35</p> 
<p>Verdeck</p>	<p>BASIC Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen</p>	<p>125 mm Rollen</p>	<p>Seitenblende in Standardfarbe, weiß</p>	<p>Seitenblende passend zur Polsterfarbe</p>
<p>36</p> 	<p>37</p> 	<p>38</p> 	<p>39</p> 	<p>40</p> 
<p>COBRA Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen</p>	<p>Kunststofflenkgabeln</p>	<p>Lenkstopp</p>	<p>Alu-Lenkgabeln</p>	<p>Rahmenfederungssystem</p>
<p>41</p> 	<p>42</p> 	<p>43</p> 	<p>44</p> 	<p>44</p> 
<p>Seitenblende passend zur Polsterfarbe</p>	<p>Seitenblende passend zur Rahmenfarbe</p>	<p>Luft-Bereifung Vorderrad</p>	<p>Luft-Bereifung Hinterrad</p>	<p>Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder</p>
<p>44</p> 	<p>45</p> 	<p>45</p> 	<p>46</p> 	<p>46</p> 
<p>Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder</p>	<p>PU-Bereifung Vorderrad</p>	<p>PU-Bereifung Hinterrad</p>	<p>PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen</p>	<p>PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen</p>
<p>47</p>	<p>47</p>	<p>48</p>	<p>49</p>	<p>50</p>
<p>PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder</p>	<p>PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder</p>	<p>Fahrbremse für Begleitperson</p>	<p>Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche</p>	<p>Mitfaltende, große Ablagetasche</p>
<p>51</p>	<p>52</p>	<p>53</p>	<p>54</p>	<p>55</p>
<p>Ablage für medizinische Zusatzgeräte</p>	<p>Sauerstoffflaschenhalter</p>	<p>Verstellbare Winkelhalter für Sauerstoffgeräte</p>	<p>Infusionsstab</p>	<p>Verstärkte Hinterachse</p>

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO SWITCH Mini

56



Verbindungsteile zur
Kopplung

57



Buggy-Board

58



Sonnenschirm

59



Wickelrucksack

60



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer