



BINGO Evolution Reha-Kinderwagen

Größe 2 für Kinder von ca. 4 - 10 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.2080 - Komplettwagen, starr

HMV-Nr.: 18.99.01.2082 - Komplettwagen, lenkbar

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 10/2023, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	
Datum	
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	
Postleitzahl, Ort	
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	
Postleitzahl, Ort	



Grundausrüstung

Straßengestell

- kompakt faltbar
- 45° Sitzkantelung in beide Richtungen
- Sitz schnell abnehmbar, drehbar
- Zuladung 60 kg

Sitzeinheit

- IPS - individuelles Polstersystem
- Sitztiefe 22 - 40 cm
- Sitzbreite 23 - 35 cm
- Unterschenkellänge 16 - 40 cm
- Rückenhöhe 54 - 75 cm *
- Rückenneigung 90° - 160°
- ergonomische Beckengurtführung
- winkelverstellbares Fußbrett
- Zuladung 50 kg

*Ab einer Rückenhöhe von 65 cm wird das lange Schiebebügeloberteil empfohlen

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:	<input type="checkbox"/> Schwarz stumpf matt 032	<input type="checkbox"/> Silber 002	
Polsterfarbe einfarbig:	<input type="checkbox"/> Schwarz 346	<input type="checkbox"/> Beere Soft 347	<input type="checkbox"/> Grau Soft 348
mit Zubehörfarbe Schwarz	<input type="checkbox"/> Türkis Soft 349		
Polsterfarbe zweifarbig:	<input type="checkbox"/> Beere Soft / Schwarz 350	<input type="checkbox"/> Grau Soft / Schwarz 351	<input type="checkbox"/> Türkis Soft / Schwarz 352
mit Zubehörfarbe Schwarz			
Sitztiefe:	[] (22 - 40 cm)		

Voreinstellungen (Bei fehlenden Angaben stellen wir auf mittlere Maße ein. Seitenblenden passend zur Polsterfarbe)

Rückenhöhe: [] (54 - 75 cm) **Unterschenkellänge:** [] (16 - 40 cm)

Grundausrüstung - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3234-2000		BINGO Evolution Sitzeinheit Gr. 2		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3233-2900		Oberschenkelführung breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar * * minimale Sitzbreite 25 cm	01	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-2600		Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar	(Aufpreis) 02	1 Paar	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-5100		Polsterauflage Gr. 2, anpassbar (IPS)	03	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3234-5190		Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger	04	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-2500		Kniewinkelanlage 90°	05	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3234-2402		Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85°-170° * * minimale Unterschenkellänge 19 cm	(Aufpreis) 06	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3232-2504		Kniewinkelanlage 90° (kurze USL) mit Fußbretträger und Fußbankarretierung *	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3232-2404		Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85°-170° (kurze USL) mit Fußbretträger und Fußbankarretierung * * kurze Unterschenkellänge von 15-36 cm	(Aufpreis)	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-249x		Fußbrett mit Fersenkante, Breite <input type="checkbox"/> 3=31 <input type="checkbox"/> 4=33 <input type="checkbox"/> 5=35 (cm)	07	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-2551		Fußbrett in Wannenform, Breite ca. 35 cm	(Aufpreis) 07	1 Stück	
oder	<input type="checkbox"/> 3233-2552	015	Alu-Fußbrett in Wannenform Gr.2	(Aufpreis)	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3240-2950		Fußbankarretierung	(Aufpreis) 08	1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> SA-0430		Verstärkter Fußbretträger aus Stahl(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)	09	1 Stück	inkl.

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3233-7600		Kopfstützpelotten Gr. 2, niedrige Form	10	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3203-7600		Kopfstützpelotten Gr. 2	11	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3203-7601		Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke Gr. 2 für Hörerset	12	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3233-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich Gr. 2	13	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3233-7700		Thoraxpelotten Gr. 2, stufenlos höhenverstellbar (10 x 12 x 2 cm)	14	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3234-7700		Thoraxpelotten Gr. 3, stufenlos höhenverstellbar (12 x 13 x 2 cm)		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3201-6100		Beckengurt	15	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)	16	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 36 cm)		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6200		Fünfpunktgurt	17	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-6300		Fußgurte	18	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2	19	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3233-5300		Sitzhose Gr. 2	20	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5500		Fixationsweste Gr. 2	21	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-5400		Fixationsweste Gr. 3		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5700		Brust-Schulterpelotte Gr. 2	22	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-5701		Brust-Schulterpelotte Gr. 2 mit 4 Steckverbindungen	23	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-5600		Brust-Schulterpelotte Gr. 3		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-5601		Brust-Schulterpelotte Gr. 3 mit 4 Steckverbindungen		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7900		Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar	24	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7901		Abduktionskeil Gr. 2, fest	25	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-7800		Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-7801		Abduktionskeil Gr. 3, fest		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3232-2203	032	Zubehöraufnahme zur Befestigung Haltebügel / Therapietisch	26	1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3233-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 2 ¹⁾	27	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-8200		Therapietisch Gr. 2, transparent ^{1) 2) 3)}	28	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-8202		Therapietisch Gr. 2, transparent, höhenverstellbar ^{1) 2)}	29	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-8201		Therapietisch Gr. 2, grau ^{1) 2) 3)}		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3233-8203		Therapietisch Gr. 2, grau, höhenverstellbar ^{1) 2)}		1 Stück	
			¹⁾ nur möglich mit Zubehöraufnahme			
			²⁾ nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
			³⁾ nicht möglich bei Verwendung von Hüftpelotten			
	<input type="checkbox"/> 3201-8400	306	Winterschlupfsack Gr. 2, schwarz	30	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 3, schwarz		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0019		Echtfelleinsatz Gr. 2	31	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 7000-0020		Echtfelleinsatz Gr. 3		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3203-9200	306	Regencape Gr. 2, schwarz	32	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3201-9300	306	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, schwarz	33	1 Stück	

Zubehör - Sitzeinheit

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3003-0010	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. 2 mit 75 mm Doppelrollen	34	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3003-0011	032	BASIC Zimmeruntergestell Gr. 2 mit 125 mm Rollen	35	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	022	Seitenblenden in Standardfarbe weiß	36		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	37		
	<input type="checkbox"/> 3002-9500	032	Seitenblenden in schwarz matt			
	<input type="checkbox"/> 3002-5400		Schiebegriff für BASIC Zimmeruntergestell		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3005-0000	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. 2 mit 75 mm Doppelrollen	38	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3005-0001	032	COBRA Zimmeruntergestell Gr. 2 mit 125 mm Rollen	35	1 Stück	
	Voreinstellung der Gasdruckfederhöhenverstellung <input type="checkbox"/> bis 20kg <input type="checkbox"/> bis 35kg <input type="checkbox"/> bis 50kg					

Grundausrüstung - Straßengestell, lenkbar

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3234-1000		BINGO Evolution Straßengestell Gr. 2, lenkbar		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3239-1000		BINGO Evolution Straßengestell Gr. 2, lenkbar zur Aufnahme der Ablage für Zusatzgeräte		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 1281-1027		Kunststofflenkgabeln	39	1 Set	inkl.
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	40	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1281-1028		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 41	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
	<input type="checkbox"/> SA-0042/1-MP		Schiebebügeloberteil um 7 cm verlängert		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	43	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	44	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0004S		Luft-Bereifung	45	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0030		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 46	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0004S		PU-Bereifung	47	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0009		PU-Bereifung auf schwarzen Felgen	48	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0030		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 49	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	50	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3235-7201		Fahrbremse 2 für Begleitperson (für verlängerte Schiebebügel)		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-9401		Mitfaltende "Soft" Ablage tasche Gr. 2 (max. 3 kg)	51	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-9402		Mitfaltende große Ablage tasche Gr. 2 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 52	1 Stück	
	* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung					
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	(Aufpreis) 53	1 Set	

Grundausrüstung - Straßengestell CROSS mit Alu-Lenkgehäusen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3234-1030		BINGO Evolution CROSS Gr. 2 Straßengestell		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3239-1030		BINGO Evolution CROSS Gr. 2 Straßengestell, zur Aufnahme der Ablage für Zusatzgeräte		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe (Standard)	43	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500	032	Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	44	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0050		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0050		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion		1 Set	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 3234-9401		Mitfaltende "Soft" Ablageetasche Gr. 2 (max. 3 kg)	51	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-9402		Mitfaltende große Ablageetasche Gr. 2 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 52	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	(Aufpreis) 53	1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgehäusen		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-7100		Kippschutz links und rechts *		1 Set	
			* nicht möglich in Verbindung mit Rahmen für Zusatzgeräte			

! BINGO Evolution Cross: Sonderbauten nur auf Anfrage !
Grundausrüstung - Straßengestell, starr

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3233-1000		BINGO Evolution Straßengestell Gr. 2, starr		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0042/1-MP		Schiebebügeloberteil um 7 cm verlängert		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	43	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	44	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0025S		Luft-Bereifung	45	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0029		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 46	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0021S		PU-Bereifung	47	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0029		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 49	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	50	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3235-7201		Fahrbremse 2 für Begleitperson (für verlängerte Schiebebügel)		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-9401		Mitfaltende "Soft" Ablageetasche Gr. 2 (max. 3 kg)	51	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-9402		Mitfaltende große Ablageetasche Gr. 2 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 52	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	(Aufpreis) 53	1 Set	

Grundausrüstung - Straßengestell Trike (Sonderanfertigung)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3237-1000		BINGO Evolution Straßengestell Trike Gr. 2		1 Stück	
	<input type="checkbox"/> SA-0042/1-MP		Schiebebügeloberteil um 7 cm verlängert		1 Stück	
mit	<input type="checkbox"/> 3231-1301		Ohne Federung		1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-7400		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	(Aufpreis) 42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
mit	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	43	1 Paar	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3231-9500		Seitenblenden passend zur Rahmenfarbe	44	1 Paar	inkl.
mit	<input type="checkbox"/> 1219-0011S		Luft-Bereifung	45	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1219-0031		Trommelbremsräder mit Luft-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 46	1 Set	
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0011S		PU-Bereifung	47	1 Set	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 1229-0031		Trommelbremsräder mit PU-Bereifung auf schwarzen Fünfspeichenfelgen mit Feststellfunktion	(Aufpreis) 49	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7201		Fahrbremse für Begleitperson (nicht für Trommelbremsräder)	50	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3235-7201		Fahrbremse 2 für Begleitperson (für verlängerte Schiebebügel)		1 Set	
mit	<input type="checkbox"/> 3234-9401		Mitfaltende "Soft" Ablageetasche Gr. 2 (max. 3 kg)	51	1 Stück	inkl.
oder	<input type="checkbox"/> 3233-9402		Mitfaltende große Ablageetasche Gr. 2 (max. 8 kg) *	(Aufpreis) 52	1 Stück	
			* nicht möglich mit Transportsicherung, nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung			
	<input checked="" type="checkbox"/> 3231-1501		Ohne Transportsicherung		1 Set	inkl.

Zubehör - Straßengestell - Nachrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	<input type="checkbox"/> 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	40	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-7400E		Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar	42	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	022	Federsatz (weiß) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9018		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung bis 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	022	Federsatz (weiß) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019	032	Federsatz (schwarz) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 1131-9019		Federsatz (passend zur Polsterfarbe) für Zuladung über 25 kg			
	<input type="checkbox"/> 3233-9402E		Mitfaltende große Ablageetasche Gr. 2 (max. 8 kg)	52	1 Stück	
	<input type="checkbox"/> 3231-7300E		Transportsicherung nach ISO 7176-19	53	1 Set	
	<input type="checkbox"/> 3231-9500E		Seitenblenden passend zur Polsterfarbe oder Rahmenfarbe		1 Paar	
	<input type="checkbox"/> 3233-2552E	015	Alu-Fußbrett in Wannenform Gr.2		1 Stück	

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/> 3204-4100		Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 2 (nur mit 3239-10X0)	54	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 3239-4400		BINGO Evolution Cross Ablage für medizinische Zusatzgeräte Gr. 2 (max. 25 kg)		1 Stück	
<input type="checkbox"/> 3231-4200		Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm) Speziell für Flaschen bis 75 cm *	55	1 Stück	
* zum Anbau an der rechten Rahmenseite					
<input type="checkbox"/> SA-0225-MP		Verstellbare Winkelhalter für konturiere Sauerstoffgeräte	(Aufpreis) 56	1 Set	
<input type="checkbox"/> 3231-4201		Sauerstoffflaschenhalter (d=100 mm) Speziell für 2 Liter Flaschen (kurze Variante) *		1 Stück	
* zum Anbau an der rechten Rahmenseite					
<input type="checkbox"/> SA-0031-KP		Infusionsstab mit 2-armigen Halter, Knickgelenk	57	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0016/4-MP		Verstärkte Hinterachse (10 kg mehr Zuladung)	(Aufpreis) 58	1 Stück	
<input type="checkbox"/> SA-0298-MP		Erhöhung Sitzaufnahme um 10 cm *	(Aufpreis)	1 Set	
* nur möglich mit Sitz in Fahrtrichtung					
<input type="checkbox"/> SA-0321-MP		Verbindungssteile zur Kopplung zweier BINGO Evolution Straßengestelle hintereinander, inklusive Lenkstopp am hinteren Straßengestell *	(Aufpreis) 59	1 Set	
* nur möglich mit zwei Straßengestellen einer Größe					
* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln & dem Straßengestell Cross					
<input type="checkbox"/> SA-0441-MP		Verbindungssteile zur Kopplung Gesslein Kinderwagen Modell F4 Air+ / S4 Air+ vorne, mit BINGO Evolution Straßengestell 3232-1000 oder 3238-1000 hinten *	(Aufpreis)	1 Set	
* nicht möglich in Kombination mit Alu-Lenkgebeln & dem Straßengestell Cross					

Sonderzubehör (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerrabatt)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/> 7000-0010		Buggy-Board	60	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz	61	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 7000-0006		Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten 3203-7601	62	1 Set	
<input type="checkbox"/> 7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz	63	1 Stück	
<input type="checkbox"/> 7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	64	1 Paar	

Vormontage von Pelotten, Polsterteilen & Gurte

Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
<input type="checkbox"/> 6999-1012		BINGO Evolution Vormontageservice (ohne Einstellungen)		1 Stück	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution



01 Oberschenkelführungen



02 Hüftpelotten



03 IPS - Individuelles Polstersystem



04 Wadenpolsterstützplatte



05 Kniewinkelanlage 90°



06 Kniewinkelanlage 85°-170°



07 Fußbrett mit Fersenkante oder Wannenförmig



08 Fußbankarretierung



09 Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl



10 Kopfstützpelotten, niedrige Form



11 Kopfstützpelotten, hohe Form



12 Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke



13 Anatomische Nacken-Kopfstütze



14 Thoraxpelotten



15 Beckengurt



16 4-Punkt Beckengurt



17 Fünfpunktgurt



18 Fußgurte



19 Fußgelenkgurte



20 Sitzhose



21 Fixationsweste



22 Brust-Schulterpelotte




23 Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen



24 A-Keil, abschwenkbar und abnehmbar



25 A-Keil, fest



26 Zubehöraufnahmen



27 Haltebügel



28 Therapietisch





29 Therapietisch, höhenverstellbar



30 Winterschlupfsack

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution

<p>31</p> 	<p>32</p> 	<p>33</p> 	<p>34</p> 	<p>35</p> 
<p>Echtfelleinsatz Regencape Verdeck BASIC Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen 125 mm Rollen</p>				
<p>36</p> 	<p>37</p> 	<p>38</p> 	<p>39</p> 	<p>40</p> 
<p>Seitenblende in Standardfarbe, weiß Seitenblende passend zur Polsterfarbe COBRA Zimmeruntergestell, 75 mm Doppelrollen Kunststofflenkgabeln Lenkstopp</p>				
<p>41</p> 	<p>42</p> 	<p>43</p> 	<p>44</p> 	<p>45</p> 
<p>Alu-Lenk-gabeln Rahmenfederungs-system Seitenblende passend zur Polsterfarbe Seitenblende passend zur Rahmenfarbe Luft-Bereifung Vorderrad</p>				
<p>45</p> 	<p>46</p> 	<p>47</p> 	<p>47</p> 	<p>47</p> 
<p>Luft-Bereifung Hinterrad Luft-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder Luft-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder PU-Bereifung Vorderrad PU-Bereifung Hinterrad</p>				
<p>48</p> 	<p>48</p> 	<p>49</p> 	<p>49</p> 	<p>50</p> 
<p>PU-Bereifung Vorderrad, schwarzen Felgen PU-Bereifung Hinterrad, schwarzen Felgen PU-Bereifung Vorderrad Trommelbremsräder PU-Bereifung Hinterrad Trommelbremsräder Fahrbremse für Begleitperson</p>				
<p>51</p> 	<p>52</p> 	<p>53</p> 	<p>54</p> 	<p>55</p> 
<p>Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche Mitfaltende, große Ablagetasche Transportsicherung nach ISO 7176-19 Ablage für medizinische Zusatzgeräte Sauerstoffflaschenhalter</p>				


AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // BINGO Evolution



56 Verstellbare Winkelhalter für Sauerstoffgeräte



57 Infusionsstab



58 Verstärkte Hinterachse



59 Verbindungsteile zur Kopplung



60 Buggy-Board



61 Sonnenschirm



62 Hörsatz zum Einbau in Kopfstützpelotten



63 Wickelrucksack



64 „Cosies“ Thermofleece Handwärmer