

---

# HOGGI<sup>®</sup>



## DURO und DURO Cross Ersatzteilkatalog

---

de

# Index

---

<b>1</b>	<b>Modellidentifikation und Grundausrüstung</b>	
1.1	Modellidentifikation über das Typenschild	3
1.2	Grundausrüstung	3
<b>2</b>	<b>Baugruppen</b>	
2.1	Baugruppenübersicht	4
<b>3</b>	<b>Ersatzteile</b>	
3.1	Vorderrahmen mit Auffaltsicherung	5
3.2	Hinterrahmen	6
3.3	Hinterrahmen <b>für Rücken abnehmbar</b>	7
3.4	Bremse	8
3.5	Hinterrahmen DURO Cross	9
3.6	Hinterrahmen DURO Cross <b>für Rücken abnehmbar</b>	10
3.7	DURO Cross Bremse	11
3.8	Schiebebügel	12
3.9	Sitz und Rückenlager	13
3.10	Sitz und Rückenlager <b>für Rücken abnehmbar</b>	14
3.11	Sitzfläche	15
3.12	Oberschenkelführung	16
3.13	Hüftpelotten	17
3.14	Rückenbasis	18
3.15	Rückenbasis <b>für Rücken abnehmbar</b>	19
3.16	Seitenpelotten	20
3.17	Rückeneinschub	21
3.18	Polsterauflage und Tragwinkel mit Farbcodes	22
3.19	Fußstützanlage	23
3.20	Dynamische Kniewinkelverstellung	24
3.21	Fußbretthalter Winkelverstellbar	25
3.22	Fußbretthalter mit Verriegelung	26
3.23	Fußbretter	27
3.24	Lenkabel	28
3.25	Radvarianten	29
3.26	Lenkstopp	30
3.27	Transportsicherung	31
3.28	Kopfstützpelotte	32
3.29	Thoraxpelotten	33
3.30	Abduktionskeil, fest	34
3.31	Abduktionskeil, abschwenkbar und abnehmbar	35
3.32	Zubehöraufnahme	36
3.33	Haltebügel	37
3.34	Therapietisch	38
3.35	Therapietisch, höhenverstellbar	39
3.36	Fahrbremse für Begleitperson	40
3.37	Wadenpolsterstützplatte	41
3.38	Verdeck	42


---

# 1 Modellidentifikation

## 1.1 Modellidentifikation über das Typenschild

Das **Typenschild** mit der **Seriennummer** ist auf der rechten Seitenstrebe, innen angebracht.

Bitte geben Sie bei **Ersatzteilbestellungen** die **Seriennummer** an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:




## 1.2 Grundaussattung

Die **Grundaussattung** beinhaltet:


- DURO oder DURO Cross Rehabuggy
- Bei DURO: Vorder- und Hinterräder mit Luft- oder PU-Bereifung
- Bei DURO Cross: Vorderräder mit Luft- oder PU-Bereifung, Trommelbremshinterräder mit Luft- oder PU-Bereifung
- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Kniewinkelanlage, winkelverstellbar
- Fußbretthalter und Fußbrett mit Fersenkante

## 2 Baugruppenübersicht




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1	3211-1100	Vorderrahmen DURO Gr. 1	5
	3212-1100	Vorderrahmen DURO Gr. 2	
2	3211-1200	Hinterrahmen DURO Gr. 1	6
	3212-1200	Hinterrahmen DURO Gr. 2	
3	3201-1301	Bremse Gr. 1	7
	3203-1301	Bremse Gr. 2	
4	3211-1400	Schiebebügel DURO Gr. 1	10
	3212-1400	Schiebebügel DURO Gr. 2	
5	3211-150x	Sitz und Rückenlager	11
6	3211-1700	Sitzfläche DURO Gr. 1	12
	3212-1700	Sitzfläche DURO Gr. 2	
7	3212-2300	Rückenbasis DURO Gr. 2	15
	3211-2300	Rückenbasis DURO Gr. 1	
8	3211-2800	Rückeneinschub DURO Gr. 1	17
	3212-2800	Rückeneinschub DURO Gr. 2	
9	3211-2400	Fußstützanlage DURO Gr. 1	19
	2312-2400	Fußstützanlage DURO Gr. 2	
10	3245-4302	Frußbretthalter	20
11	12xx-xxxx	Hinterräder	24
12	12xx-xxxx	Vorderräder	24

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-3</b>	<b>3211-1100E-xxx</b>	<b>Vorderrahmen Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-1100E-xxx</b>	<b>Vorderrahmen Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3211-1110-xxx	Vorderrahmen DURO Gr. 1	1	St
	3212-1110-xxx	Vorderrahmen DURO Gr. 2	1	St
2	3202-1151	Abdeckring	2	St
3	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25	2	St
4	3231-1431	Fanglasche für Auffaltsicherung	1	St
5	1062-0516	Blindnute F5x16	1	St
6	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-20</b>	<b>3211-1200E-xxx</b>	<b>Hinterrahmen Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-1200E-xxx</b>	<b>Hinterrahmen Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
<b>1-3</b>	<b>3211-1211E-xxx</b>	<b>Seitentrebe hinten Duro links, mit Knotenblech</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3211-1221E-xxx</b>	<b>Seitentrebe hinten Duro rechts, mit Knotenblech</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
2	3210-1212-015	Knotenblech	2	St
3	1062-0508	Blindniete F5x8	8	St
4	3201-1270	Kloben	2	St
5	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St
6	3201-1500	Schieber	2	St
7	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St
8	3201-1240	Achsstummel Hinterachse	2	St
9	3211-1213E-xxx	Hinterachsrohr DURO Gr. 1 ,inkl. Bremsstanglager und Faltanschlag	1	St
	3212-1213E-xxx	Hinterachsrohr DURO Gr. 2 ,inkl. Bremsstanglager und Faltanschlag	1	St
<b>10-16</b>	<b>3201-1280E</b>	<b>Verbinder</b>	<b>2</b>	<b>St</b>
11	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
12	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
13	1029-0845	Linsenschraube M8x45	2	St
14	3201-1281	Verstärker	2	St
15	1039-0006	Kunststoffschraube LK Senk	2	St
16	1039-0001	Kunststoffschraube LK Flansch	4	St
17	3211-1214	Faltanschlag, Duro	1	St
18	1055-0004	Scheibe A4,3	1	St
19	1063-0416	Blindniete-Senk S4x16	1	St
20	3211-1300E-052	Feststellbremse Gr. 1	1	St
	3212-1300E-052	Feststellbremse Gr. 2	1	St

# Ersatzteile - für Rücken abnehmbar




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-15</b>	<b>3211-1201E-052</b>	<b>Hinterrahmen DURO Gr.1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-1201E-052</b>	<b>Hinterrahmen DURO Gr.2</b>	<b>2</b>	<b>St</b>
1	3211-1210-052	Seitenstrebe hinten DURO	2	St
2	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St
3	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St
4	3201-1270	Kloben	2	St
5	3201-1500	Schieber	2	St
<b>6-12</b>	<b>3201-1280E</b>	<b>Verbinder komplett</b>	<b>2</b>	<b>St</b>
6	3201-1280	Verbinder	2	St
7	3201-1281	Verstärker	2	St
8	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch	4	St
9	1039-0006	Kunststoffschraube Senk	2	St
10	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
11	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
12	1029-0845	Linsenschraube M8x45	2	St
13	3201-1240	Achsstummel Hinterachse	2	St
14	3211-1213E-052	Hinterachsrohr DURO Gr.1, inkl. Bremsstanglager	1	St
	3212-1213E-052	Hinterachsrohr DURO Gr.2, inkl. Bremsstanglager	1	St
15	3211-1300E-052	Feststellbremse Gr. 1	1	St
	3212-1300E-052	Feststellbremse Gr. 2	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-8</b>	<b>3211-1300E-xxx</b>	<b>Bremse Gr. 1, Komplett</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-1300E-xxx</b>	<b>Bremse Gr. 2, Komplett</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3211-1311-xxx	Bremsstange Gr. 1	1	St
	3212-1311-xxx	Bremsstange Gr. 2	1	St
2	3201-1320	Bremsstangenlager	1	St
3	1062-0408	Blindniete F4x8	2	St
4	3201-1340	Gleitstopfen	2	St
5	3201-1310	Bremspedal	1	St
6	3201-1350	Riegel links	1	St
7	3201-1360	Riegel rechts	1	St
8	1131-0034	Druckfeder D-180Q	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-10</b>	<b>3214-1200E-xxx</b>	<b>Hinterrahmen Duro Cross, Trommelbremse Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3215-1200E-xxx</b>	<b>Hinterrahmen Duro Cross, Trommelbremse Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1-6	3214-1210E-xxx	Hinterrahmen Duro Cross, Gr. 1 mit Knotenblech und Faltanschlag	1	St
	3215-1210E-xxx	Hinterrahmen Duro Cross, Gr. 2 mit Knotenblech und Faltanschlag	1	St
2	3210-1212	Knotenblech	2	St
3	1062-0508	Blindniet F5x8	8	St
4	3211-1214	Faltanschlag DURO	1	St
5	1055-0004	Scheibe A4,3	1	St
6	1063-0416	Blindniet S4x16	1	St
7	3201-1270	Kloben	4	St
8	3201-1500	Schieber	2	St
9	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St
10	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St

# Ersatzteile - für Rücken abnehmbar




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-6</b>	<b>3214-1201E-052</b>	<b>Hinterrahmen Duro Cross, Trommelbremse Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3215-1201E-052</b>	<b>Hinterrahmen Duro Cross, Trommelbremse Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3214-1220-052	Hinterrahmen Duro Cross, Gr. 1	1	St
	3215-1220-052	Hinterrahmen Duro Cross, Gr. 2	1	St
2	1063-0516	Blindniet 5x16	2	St
3	3201-1270	Kloben	4	St
4	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St
5	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St
6	3201-1500	Schieber	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1219-0040	Luft-Rad schwarz 16" x 1,75 Trommelbremse, links	1	St
	1219-0041	Luft-Rad schwarz 16" x 1,75 Trommelbremse, rechts	1	St
	1229-0040	PU-Rad schwarz 16" x 1,75 Trommelbremse, links	1	St
	1229-0041	PU-Rad schwarz 16" x 1,75 Trommelbremse, rechts	1	St
<b>2-13</b>	<b>3214-1290E</b>	<b>Duro cross Bremsbauteile DURO-Cross komplett</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
2	1052-0012	Federscheibe B12	2	St
3	1029-0650	Linsenschraube M6x50	2	St
4	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
5	1114-0018	Buchse,8x0,8x14,5	2	St
6	1049-0066	BILOC-Mutter M6	2	St
7	1209-0001	Bowdenzugset 1.5mm, (gesamtlänge 112cm)	2	St
8	1209-0008	Bremshebel 80° manuell rastend 22 mm	2	St
9	1089-0004	Kabelbinder, schwarz	3	St
10	1209-0007	Endkappe Alu	2	St
11	1039-0001	Kunststoffschraube LK m Flansch, 4x10	2	St
12	1149-0004	Bowdenzugführung df 6,4/8mm, schwarz	2	St
13	1205-0054	Bowdenzugführung flex	2	St

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-17</b>	<b>3211-1400E-xxx</b>	<b>Schiebebügel Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-1400E-xxx</b>	<b>Schiebebügel Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3211-1411-xxx	Schiebebügelunterteil DURO	2	St
2	3201-1440	Gleithülse	2	St
3	1131-0033	Druckfeder VD-232F	2	St
4	3201-1430	Klappsicherung	2	St
5	1112-0010	Distanzstück 8x4,3x3	4	St
6	1062-0412	Blindniet F4x12	4	St
7	1114-0065	Gewindebuchse 8xM6x33,2	2	St
8	1111-0011	Kehlscheibe 24x8,4x8	2	St
9	1052-0006	Federscheibe B6	2	St
10	3213-1410-xxx	Stützhebel	2	St
11	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St
12	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
13	1029-0612	Linsenschraube M6x12	4	St
14	3211-1421-xxx	Schiebebügeloberteil DURO Gr. 1	1	St
	3212-1421-xxx	Schiebebügeloberteil DURO Gr. 2	1	St
15	1143-0001	Griffüberzug EVA schwarz	2	St
16	1129-0009	Rastergelenk Paar L-R	1	Paar
17	1069-0003	Blindniete F5x8 schwarz	7	St
18	1062-0520	Blindniete F5x20	1	St
19	3231-1432	Isolierhülse	1	St
20	1051-0005	Scheibe A5,3	1	St


# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-13</b>	<b>3211-1500E</b>	<b>Sitz und Rückenlagerung</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3211-1512-007	Rückenlager DURO links, abgebildet	1	St
	3211-1522-007	Rückenlager DURO rechts	1	St
2	1024-0620	Senkschraube M6x20	6	St
3	3211-1514-007	Anschlag Rücken DURO	2	St
4	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
5	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	6	St
6	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	2	St
7	3211-1721	Lagerbuchse Sitz	2	St
8	1029-0825	Linsenschraube M8x25	2	St
9	1051-0008	Scheibe A8,4	8	St
10	1111-0006	Kehlscheibe 24x8,4x8	4	St
11	1113-0003	Scheibe PA 18x8,4x1	2	St
12	1021-0865	Zylinderschraube M8x65	2	St
13	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	4	St
14	3211-1741-022	Tragwinkel links, signal weiss	1	St
	3211-1741-xxx	Tragwinkel links	1	St
	3211-1751-022	Tragwinkel rechts, signal weiss	1	St
	3211-1751-xxx	Tragwinkel rechts	1	St

Für Farbcode xxx siehe Seite 22.


# Ersatzteile - für Rücken abnehmbar



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-19</b>	<b>3212-1500E</b>	<b>Sitz und Rückenlagerung</b>	<b>1</b>	<b>Paar</b>
1	1021-0865	Zylinderschraube M8x65	2	St
2	1051-0008	Scheibe A8,4	6	St
3	1113-0003	Scheibe	2	St
4	1111-0006	Kehlscheibe 24x8,4x5	4	St
5	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	4	St
6	3211-1722	Lagerbuchse Sitz DURO	2	St
7	1022-0850	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x50	2	St
8	3221-3516	Gewindehülse M6	2	St
9	3231-1527	Gewindeeinsatz	4	St
10	3211-1523-007	Rückenlager links	1	St
	3211-1533-007	Rückenlager rechts	1	St
11	3231-1514	Riegelrampe	2	St
12	3211-1517-006	Kantelkufe DURO	2	St
13	1024-0614	Senkschraube M6x14	2	St
14	3211-1518	Distanzscheibe Kantelschiene DURO	2	St
15	1024-0620	Senkschraube M6x20	2	St
16	1024-0625	Senkschraube M6x25	2	St
17	3211-1515-007	Achse Rückenbasis abnehmbar	2	St
18	3211-1516	Gelenkbuchse Rückenbasis abnehmbar	2	St
19	3220-6131-015	Öse Beckengurt, schwarz	2	St
20	3211-1742-022	Tragwinkel links, signalweiss	1	St
	3211-1742-xxx	Tragwinkel links	1	St
	3211-1752-022	Tragwinkel rechts, signalweiss	1	St


Für Farbcode xxx siehe Seite 22.

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-13</b>	<b>3211-1700E-xxx</b>	<b>Sitzfläche Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
	<b>3212-1700E-xxx</b>	<b>Sitzfläche Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3211-1710-xxx	Sitzrahmen DURO Gr. 1	1	St
	3212-1710-xxx	Sitzrahmen DURO Gr. 2	1	St
2-5	3211-1731E-xxx	Sitzblech DURO Gr. 1	1	St
	3212-173E-xxx	Sitzblech DURO Gr. 2	1	St
3	1061-0406	Blindniete F4x6	4	St
4	1533-0005	Druckknopf Kugelteil	4	St
5	3211-1715	Gewindeplatte M6 mit Knick	2	St
6	1055-0006	Scheibe A6,4	4	St
7	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	4	St
8	1030-0635	Linsen- Flanschkopfschraube M6x35	2	St
9	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
10	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
11	3245-3311	Klemmschelle D-25	2	St
12	1030-0518	Linsenflansch 5x18	2	St
13	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	2	St


# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	<b>3231-2901E</b>	<b>Oberschenkelführung, Gr. 1, links abgebildet</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3231-2902E</b>	<b>Oberschenkelführung, Gr. 1, rechts</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-2901E</b>	<b>Oberschenkelführung, Gr. 2, links abgebildet</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-2902E</b>	<b>Oberschenkelführung, Gr. 2, rechts</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1-3	3231-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 1, links	1	St
	3231-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 1, rechts	1	St
	3233-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2, links	1	St
	3233-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2, rechts	1	St
	3235-2911-XXX	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2XL, links	1	St
	3235-2912-XXX	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2XL, rechts	1	St
2	1144-0001	KS-Profil PVC weich	1	St
3	1501-0003	Hackenband selbstklebend	1	St
4	1026-0525	Flachrundschrabe M6x25	2	St
5	1123-0500	Flügelmutter	2	St
6	1049-0066	BILOC-Mutter mit Klemmteil M5	2	St

*Polster für Oberschenkelführung, siehe Seite 22.*


# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-9</b>	<b>3231-2602E</b>	<b>Hüftpelotte rechts Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3231-2601E</b>	<b>Hüftpelotte links Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-2602E</b>	<b>Hüftpelotte rechts Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-2601E</b>	<b>Hüftpelotte links Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-2612-032	Hüftpelottenhalter rechts Gr. 1	1	St
	3231-2611-032	Hüftpelottenhalter links Gr. 2	1	St
2-3	3231-2623E	Hüftpelotte Formteil rechts Gr. 1	1	St
	3231-2621E	Hüftpelotte Formteil links Gr. 1	1	St
	3233-2623E	Hüftpelotte Formteil rechts Gr. 2	1	St
	3233-2621E	Hüftpelotte Formteil links Gr. 2	1	St
3	1501-0003	Hakenband schwarz selbstkl. 25mm	2	St
4	3231-2622	Arretierschwert	2	St
5	1030-0512	Linsen - Flanschkopfschraube M5x12	4	St
6	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	4	St
7	1026-0525	Flanschrundschraube M5x25	4	St
8	1123-0500	Flügelmutter	4	St
9	1049-0066	BILOC-Mutter mit Klemmteil M5	4	St

*Polster für Hüftpelotte, siehe seite 22.*

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-14</b>	<b>3211-2300E-xxx</b>	<b>Rückenbasis DURO Gr. 1, ohne Seitenpelotten</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-2300E-xxx</b>	<b>Rückenbasis DURO Gr. 2, ohne Seitenpelotten</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1-2	3211-2310E-xxx	Rückenbasis DURO Gr. 1, mit Führungsbuchse	1	St
	3212-2310E-xxx	Rückenbasis DURO Gr. 2, mit Führungsbuchse	1	St
2	3211-2323	Führungsbuchse Rückeneinschub	2	St
3	3231-2322	Rückenführung	2	St
4	3231-2321	Riegelgehäuse Rücken	2	St
5	1052-0012	Federscheibe B12	2	St
6	1040-0012	Sechskantmutter M12	2	St
7	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
8	3201-7530	Sperriegel	2	St
9	1129-0036	Schlüsselring SP 16x1,6	2	St
10	3211-2325	Auslöseseil für Rückenverstellung, Gr. 1	1	St
	3212-2325	Auslöseseil für Rückenverstellung, Gr. 2	1	St
11	3211-2321	Lagerbuchse Rückenbasis	2	St
12	1024-0625	Senkschraube M6x25	2	St
13	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
14	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

15 und 16

Für Seitenpelotten siehe Seite 20.


# Ersatzteile - für Rücken abnehmbar



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-9</b>	<b>3211-2301E-xxx</b>	<b>Rückenbasis Rücken Abnehmbar, DURO Gr.1, ohne Seitenpelotten</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-2301E-xxx</b>	<b>Rückenbasis Rücken Abnehmbar, DURO Gr.2, ohne Seitenpelotten</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1-2	3211-2320E-xxx	Basisblech Rücken Gr.1, mit Führungsbuchse	1	St
	3212-2320E-xxx	Basisblech Rücken Gr.2, mit Führungsbuchse	1	St
2	3211-2323	Führungsbuchse Rückeneinschub DURO	2	St
3	1039-0003	Kunststoffschraube Flansch, 4x12	8	St
4	3211-2326	Führungsblock	2	St
5	3201-7530	Sperriegel	2	St
6	1131-0036	Druckfeder D-127	2	St
7	3230-2322	Riegelbuchse	2	St
8	1129-0036	Schlüsselring 16x1,6	2	St
9	3211-2325	Auslösedrahtseil für Rückenverstellung Gr.1	1	St
	3212-2325	Auslösedrahtseil für Rückenverstellung Gr.2	1	St

10 Für Seitenpelotten siehe Seite 20.


# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3211-2710E	Seitenpelotte DURO, links Gr. 1	1	St
	3212-2710E	Seitenpelotte DURO, links Gr. 2	1	St
2-5	3211-2720E	Seitenpelotte DURO, rechts Gr. 1	1	St
	3212-2720E	Seitenpelotte DURO, rechts Gr. 2	1	St
1	3201-2714-032	Seitenpelotte Formteil, links, Gr. 1	1	St
	3203-2714-032	Seitenpelotte Formteil, links, Gr. 2	1	St
2	3211-2712	Pelottenschaniere	2	St
4	1501-0003	Hackenband selbstklebend 25 x 100	0,1	m
5	3201-2724-032	Seitenpelotte Formteil, rechts, Gr. 1	1	St
	3203-2724-032	Seitenpelotte Formteil, rechts, Gr. 2	1	St


22.

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-8</b>	<b>3211-2800E-xxx</b>	<b>Rückeneinschub Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-2800E-xxx</b>	<b>Rückeneinschub Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3211-2810-xxx	Rückenbügel DURO Gr. 1	1	St
	3212-2810-xxx	Rückenbügel DURO Gr. 2	1	St
2-5	3201-2822E-xxx	Rückenblech Gr. 1	1	St
	3203-2822E-xxx	Rückenblech Gr. 2	1	St
3	1501-0003	Hackenband selbstklebend ca. 50mm	1	St
4	1501-0003	Hackenband selbstklebend ca. 200mm	1	St
5	1144-0001	KS-Profil PVC weich	1	St
6	1030-0512	Linsen - Flanschkopfschraube M5x12	2	St
7	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
8	1044-0005	Hutmutter M5	2	St
9	1026-0516	Flanschrundschaube M5x16	2	St
10	1123-0500	Flügelmutter PA M5	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-3</b>	<b>3211-5100E-xxx</b>	<b>Polsterauflage, Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-5100E-xxx</b>	<b>Polsterauflage, Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-5120-xxx	Rückenpolster, Gr. 1	1	St
	3235-5120-xxx	Rückenpolster, Gr. 2	1	St
2	3201-5160E-xxx	Seitenpolster, Gr. 1	1	Paar
	3235-5160E-xxx	Seitenpolster, Gr. 2	1	Paar
3	3211-5140-xxx	Sitzpolster, Gr 1	1	St
	3212-5140-xxx	Sitzpolster, Gr 2	1	St
4	3231-2920-323	Polster Oberschenkelführung, Gr. 1, eisengrau	1	Paar
	3233-2920-323	Polster Oberschenkelführung, Gr. 2, eisengrau	1	Paar
5	3201-5150E-xxx	Hüftpolster, Gr. 1	1	Paar
	3203-5150E-xxx	Hüftpolster, Gr. 2	1	Paar
6	3211-1741-022	Tragwinkel links, in Standardfarbe, signalweiss	1	St
	3211-1741-xxx	Tragwinkel links, passend zur Polsterauflage	1	St
	3211-1751-022	Tragwinkel rechts, in Standardfarbe, signalweiss	1	St
	3211-1751-xxx	Tragwinkel rechts, passend zur Polsterauflage	1	St
	3211-1742-002	Tragwinkel links, in Standardfarbe, signalweiss <i>(neue Version)</i>	1	St
	3211-1742-xxx	Tragwinkel links, passend zur Polsterauflage <i>(neue Version)</i>	1	St
	3211-1752-002	Tragwinkel rechts, in Standardfarbe, signalweiss <i>(neue Version)</i>	1	St
	3211-1752-xxx	Tragwinkel rechts, passend zur Polsterauflage <i>(neue Version)</i>	1	St

bei Bestellung xxx durch Farbcode ersetzen!


338	339	340	344	345
Sand / Eisengrau	Türkis / Eisengrau	Pink / Eisengrau	Schw arz Karo / Eisengrau	Rot / Eisengrau

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-18</b>	<b>3211-2400E-xxx</b>	<b>Fußstützanlage Duro Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3212-2400E-xxx</b>	<b>Fußstützanlage Duro Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3211-2410-xxx	Fußstützaufnahme DURO Gr. 1	1	St
	3212-2410-xxx	Fußstützaufnahme DURO Gr. 2	1	St
2	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25x1-2,5	2	St
3	3211-2420-007	Klemmstrebe	1	St
4	1134-0005	Statiffeder	2	St
5	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	1	St
6	1111-0012	Kehlscheibe 25x8,4x3	2	St
7	1114-0047	Buchse 8x0,9x35,4	2	St
8	1052-0006	Federscheibe B6	2	St
9	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
10	3211-2441-007	Klemmblock	1	St
11	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
12	1051-0008	Scheibe A8,4	3	St
13	1022-0850	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x50	1	St
14	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	1	St
15	1121-0825	Klemmhebel PA schwarz 8x25	1	St
16	3211-2431	Bundbuchse 25x14x10	2	St
17	3211-2432	Lagerachse	2	St
18	1024-0630	Senkschraube M6x30	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-12</b>	<b>3211-2450E</b>	<b>Dynamische Kniewinkelverstellung</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3211-2451-007	Lagerwelle Klemmstrebe Dynamik	1	St
2	1022-0616	Zylinderschraube M6x16	1	St
3	1052-0006	Federscheibe B6	1	St
4	1150-0002	O-Ring 10x2	1	St
5	3211-2453	Zugstange Klemmstrebe Dynamik	1	St
6	3211-2454	Führungsbuchse Klemmstrebe Dynamik	1	St
7	1131-0054	Druckfeder D-190	1	St
8	3201-2933	Federlager unten	1	St
9	3211-2452-007	Klemmrohr für Dynamische Fuststütze	1	St
10	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	1	St
11	1059-0001	Stützscheibe 10x16x1,2	1	St
12	1127-0010	Zugschnäpper M10x1	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-10</b>	<b>3245-4302E</b>	<b>Fußbretthalter Winkelverstellbar</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3245-4321	Gleiter	2	St
2	1022-0625	Zylinderschraube M6 x 25	4	St
3	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	8	St
4	3245-4322	Lagerbuchse	2	St
5	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
7	3245-4323	Stabilisator	1	St
8	3245-4312-015	Fußbrettträger	1	St
9	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
10	1024-0616-033	Senkschraube M6x16	4	St
11	1055-0006	Scheibe A6,4	4	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-17</b>	<b>3245-4303E</b>	<b>Fußbretthalter, Winkelverstellbar mit Verriegelung</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3201-7520	Federgehäuse	2	St
2	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
3	3201-7530	Sperrriegel	2	St
4	1129-0036	Schlüsselring SP 16x1,6	2	St
5	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
6	3245-4341	Sperrlager	2	St
7	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	1029-0645	Linsenschraube M6x45	2	St
9	1030-0608	Linsen- Flanschkopfschraube M6x8	2	St
10	3245-4342	Auslösedrahtseil für Fußbankverriegelung	1	St
11	1129-0003	Schlüsselring SP 24x1,5	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
	3245-4528	Fußbrett mit Fersenkante, 26 cm, empfohlen für Gr. 1	1	St
	3245-4532	Fußbrett mit Fersenkante, 30 cm, empfohlen für Gr. 1	1	St
	3245-4536	Fußbrett mit Fersenkante, 34 cm, empfohlen für Gr. 2	1	St
	3245-4540	Fußbrett mit Fersenkante, 38 cm, empfohlen für Gr. 2	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-5</b>	<b>1281-0007E</b>	<b>Lenkradgabel mit Verbindungselementen</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	1281-0007	Lenkgabel LG-K-200-15/12-HOG	1	St
2	1012-1265	Schraube Serchskant M12x65	1	St
3	1052-0012	Federscheibe B12	1	St
4	1022-0875	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x75	1	St
5	1044-0008	Hutmutter M8	1	St
<b>6-7</b>	<b>3202-7120E</b>	<b>Abdichtung für 2 Lenkgabeln</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
6	3224-1174	Dichtscheibe für Lenkgabel	2	St
7	1150-0018	O-Ring, 26x2	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1221-2961	PU-Rad 290x60, Felge grau, mit Bremsscheibe	2	St
2	1221-1950	PU-Rad 190x50, Felge grau,	2	St
3	1211-2961	Luftrad R290/60, Felge grau, mit Bremsscheibe	2	St
4	1211-1950	Luft-Rad 190/50, Felge grau	2	St
5	1221-3061	PU-Rad R300/60, Felge Chrom, mit Bremsscheibe	2	St
	1221-3063	PU-Rad R300/60, Felge <b>schwarz</b> , mit Bremsscheibe	2	St
6	1221-2048	PU-Rad R200/48, Felge Chrom	2	St
	1221-2049	PU-Rad R200/48, Felge <b>schwarz</b>	2	St
7	1219-0040	Luft-Trommelbrems-Rad schwarz, 16x1,75, 5 Speichen, links	1	St
	1219-0041	Luft-Trommelbrems-Rad schwarz, 16x1,75, 5 Speichen, rechts	1	St
8	1211-0017	Luft-Rad 190/50-3	2	St
9	1229-0040	PU-Trommelbrems-Rad schwarz 400x40, 5 Speichen, links	1	St
	1229-0041	PU-Trommelbrems-Rad schwarz 400x40, 5 Speichen, rechts	1	St
10	1221-0017	PU-Rad 190x50 schwarz	2	St
	1200-0016	Decke für Luftrad 16x1,75"	1	St
	1200-0001	Decke für Luftrad 290x60	1	St
	1200-0002	Decke für Luftrad 190 x 50	1	St
	1201-0001	Schlauch für Luftrad 290 x 60	1	St
	1201-0002	Schlauch für Luftrad 190 x 50	1	St
	1201-0016	Schlauch für Luftrad 16x1.75"	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-5</b>	<b>3202-7100</b>	<b>Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3202-7110	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0009	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
5	1150-0001	O-Ring 18x2	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-9</b>	<b>3211-7300-052</b>	<b>Transportsicherung</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3211-7311-052	Zurröse hinten DURO	2	St
2	1051-0006	Scheibe A6,4	8	St
3	1029-0640	Linsenschraube M6x40	4	St
4	1044-0006	Hutmutter M6	4	St
5	1029-0820	Linsenschraube M8x20	2	St
6	1051-0008	Scheibe A8,4	4	St
7	3201-7350	Gleitbuchse	2	St
8	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	2	St
9	1914-0007	Aufkleber Hackensymbol	1	Set

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3201-7600-xxx	Kopfstützpelotte, Gr. 1, ohne Polster	1	Set
	3203-7600-xxx	Kopfstützpelotte, Gr. 2, ohne Polster	1	Set
2-6	3231-7600-xxx	Kopfstützpelotte niedrig, Gr. 1, ohne Polster	1	Set
	3233-7600-xxx	Kopfstützpelotte niedrig, Gr. 2, ohne Polster	1	Set
1	3201-7610-032	Kopfstützpelotte Kanteil, Gr. 1	2	St
	3203-7610-032	Kopfstützpelotte Kanteil, Gr. 2	2	St
2	1026-0520	Flanschrundschraube 5x20	4	St
3	1124-0500	Rändelmutter M5	4	St
4	1049-0066	Biloc-Mutter M5	4	St
5	3201-7611-032	Kopfstützpelotte Kanteil, niedrig, Gr. 1	2	St
	3233-7611-032	Kopfstützpelotte Kanteil, niedrig, Gr. 2	2	St
6	1144-0001	KS-Profil PVC (nur bei niedrig)	2	St
	3201-7620-323	Kopfstützpolster eisen grau, Gr. 1	2	St
	3203-7620-323	Kopfstützpolster eisen grau, Gr. 2	2	St
	3231-7620-323	Kopfstützpolster, niedrig, eisen grau, Gr. 1	2	St
	3233-7620-323	Kopfstützpolster, niedrig, eisen grau, Gr. 2	2	St
	3201-7622	Klebspolster Gr. 1	2	St
	3203-7622	Klebspolster Gr. 2	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-8</b>	<b>3231-7700</b>	<b>Thoraxpelotten Gr. 1 ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>Paar</b>
	<b>3233-7700</b>	<b>Thoraxpelotten Gr. 2 ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>Paar</b>
	<b>3235-7700</b>	<b>Thoraxpelotten Gr. 3 ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>Paar</b>
1	3201-7720-008	Pelottenarm rechts, Abbildung	1	St
	3201-7710-008	Pelottenarm links	1	St
2	3231-7730	Pelotte Gr. 1	2	St
	3233-7730	Pelotte Gr. 2	2	St
	3234-7730	Pelotte Gr. 3	2	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4 verz DIN/ISO 125 A6,4	2	St
4	1022-0620	Zylinderschraube M6x20 bei Gr. 1	2	St
	1022-0640	Zylinderschraube M6x40 bei Gr. 2	2	St
	1022-0650	Zylinderschraube M6x50 bei Gr. 3	2	St
5	1026-0520	Flachrundschraube M5x20	2	St
6	3201-7717-008	Pelottenführung rechts	1	St
	3201-7716-008	Pelottenführung links	1	St
7	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	1123-0500	Flügelmutter-PA schwarz M5	2	St
	3231-7760-323	Bezug Gr. 1 eisengrau	2	St
	3233-7760-323	Bezug Gr. 2 eisengrau	2	St
	3203-7760-323	Bezug Gr. 3 eisengrau	2	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-14</b>	<b>3231-7801</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 1, fest, ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3231-7901</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 2, fest, ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-7801</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 3, fest, ohne Polster</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-7820-032	A-Keil-Träger, schwarz stumpf matt	1	St
2	1114-0013	Buchse verz 8x0,8x20	1	St
3	1114-0012	Buchse verz 8x0,8x22,5	1	St
4	1029-0630	Linsenschraube M6x30	2	St
5	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
6	1021-0508	Zylinderschraube M5x8, <i>von innen einsetzen</i>	1	St
7	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	3	St
8	3231-7831-032	Basisblech A-Keilaufnahme, schwarz stumpf matt	1	St
9	1062-0410	Blindniet F4x10	4	St
10	3231-7832	Arretierstück A-Keilaufnahme	1	St
11	1021-0516	Zylinderschraube M5x16	2	St
12	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
13	3201-7810E	Holzkeil Gr. 1, mit PU-Schaum	1	St
	3201-7910E	Holzkeil Gr. 2, mit PU-Schaum	1	St
	3203-7810E	Holzkeil Gr. 3, mit PU-Schaum	1	St
14	1028-0430	SPAX-S Senkschraube verz 4x30	4	St
	3201-7840-323	bezug für A-Keil Gr. 1 eisengrau	1	St
	3201-7940-323	bezug für A-Keil Gr. 2 eisengrau	1	St
	3203-7840-323	bezug für A-Keil Gr. 3 eisengrau	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-16</b>	<b>3231-7800</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 1 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3231-7900</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 2 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-7800</b>	<b>Abduktionskeil Gr. 3 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-7841	Arretierhaken	1	St
2	3231-7842	Lager Arretierhaken	1	St
3	1133-0020	Schenkelfeder 1,25 x 9,25 x 2,25	1	St
4	3231-7820-032	A-Keil-Träger, stumpf matt schwarz	1	St
5	1114-0013	Buchse verz 8x0,8x20	1	St
6	1029-0630	Linsenschraube M6x30	2	St
7	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
8	1021-0508	Zylinderschraube M5x8	1	St
9	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	3	St
10	3231-7831-032	Basisblech A-Keilaufnahme schwarz stumpf matt	1	St
11	1062-0410	Blindniet F4x10	4	St
12	3231-7832	Arretierstück A-Keilaufnahme	1	St
13	1021-0516	Zylinderschraube M5x16	2	St
14	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
15	3201-7810	Holzkeil Gr. 1 mit PU-Schaum	1	St
	3201-7910	Holzkeil Gr. 2 mit PU-Schaum	1	St
	3203-7810	Holzkeil Gr. 3 mit PU-Schaum	1	St
16	1028-0430	ABC-SPAX-S Senkschraube 4x30	4	St
	3201-7840-323	Überzug für A-Keil Gr. 1 eisengrau	1	St
	3201-7940-323	Überzug für A-Keil Gr. 2 eisengrau	1	St
	3203-7840-323	Überzug für A-Keil Gr. 3 eisengrau	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-6</b>	<b>3211-2201-052</b>	<b>Zubehöraufnahme Duro</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3211-2232-052	Träger Zubehöraufnahme, links	1	St
2	3231-2232	Zubehöraufnahme	2	St
3	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch 4x10	4	St
4	1030-0616	Linsen- Flanschkopfschraube M6x16	4	St
5	3211-2231	Gewindeplatte M6	2	St
6	3211-2242-052	Träger Zubehöraufnahme, rechts	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-7</b>	<b>3231-8100-323</b>	<b>Haltebügel mit Polster Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-8100-323</b>	<b>Haltebügel mit Polster Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-8130	Schaumstoffpolster Gr. 1 (60 cm)	1	St
	3203-8130	Schaumstoffpolster Gr. 2 (70 cm)	1	St
2	3231-8110	Rohrbogen Haltebügel Gr.1	1	St
	3233-8110	Rohrbogen Haltebügel Gr. 2	1	St
3	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
4	1062-0408	Blindniete F4x8	2	St
5	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St
6	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
7	3201-8140-323	Überzug für Haltebügel Gr. 1, eisengrau	1	St
	3203-8140-323	Überzug für Haltebügel Gr. 2, eisengrau	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-16</b>	<b>3231-8200</b>	<b>Therapietisch Gr. 1, transparent</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-8200</b>	<b>Therapietisch Gr. 2, transparent</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-8290	Tischplatte transparent	1	St
1-4	3231-8280	Tischplatte transparent, <i>mit Schiene</i>	1	St
<b>1-16</b>	<b>3231-8201</b>	<b>Therapietisch Gr. 1 grau</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-8201</b>	<b>Therapietisch Gr. 2 grau</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-8291	Tischplatte grau	1	St
1-4	3231-8281	Tischplatte grau, <i>mit Schiene</i>	1	St
2	1063-0416	Blindniet S4x16 Senkkopf	4	St
3	3201-8280	Lagerblock	4	St
4	3201-8270-016	Schiene	2	St
5-9	3231-8210E-032	Grundträger Gr. 1	1	St
	3233-8210E-032	Grundträger Gr. 2	1	St
6	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
7	1062-0410	Blindniete F4x10	2	St
8	1134-0005	Statiefeder A-102	2	St
9	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
10	3201-8230	Klemmbacke	4	St
11	3201-8240	Druckscheibe D8,5	1	St
12	3201-8250	Druckscheibe mit Gewinde M8	1	St
13	1039-0002	Gewindestange 47,2cm lang	0,47	M
14	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
15	1044-0008	Hutmutter sechskant M8	1	St
16	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St

# Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-16</b>	<b>3231-8202</b>	<b>Therapietisch Höhenverstellbar, Gr. 1, transparent</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
<b>1-16</b>	<b>3233-8202</b>	<b>Therapietisch Höhenverstellbar, Gr. 1, transparent</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-8290	Tischplatte transparent	1	St
1-4	3231-8280	Tischplatte transparent, <i>mit Schiene</i>	1	St
<b>1-16</b>	<b>3231-8203</b>	<b>Therapietisch Höhenverstellbar, Gr. 1, Grau</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
	<b>3233-8203</b>	<b>Therapietisch Höhenverstellbar, Gr. 2, Grau</b>	<b>1</b>	<b>St</b>
1	3231-8291	Tischplatte grau	1	St
1-4	3231-8281	Tischplatte grau, <i>mit Schiene</i>	1	St
2	1063-0416	Blindniete S4x16 Senkkopf	4	St
3	3201-8280	Lagerblock	4	St
4	3201-8270-016	Schiene	2	St
5	3231-8220E-032	Grundträger Höhenverstellbar Gr. 1	1	St
	3233-8220E-032	Grundträger Höhenverstellbar Gr. 2	1	St
6	3201-8230	Klemmblock	4	St
7	3201-8250	Druckscheibe D8,5	1	St
8	3201-8240	Druckscheibe M8 Gewinde	1	St
9	1039-0002	Gewindestange M8 47,2cm lang	0,47	St
10	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
11	1044-0008	Hutmutter Sechskant M8	1	St
12	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St
13-17	3231-8215	Stütze links	1	St
	3231-8216	Stütze rechts	1	St
14	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
15	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
16	1134-0005	Stativfeder A-102	2	St
17	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
18	3201-8221	Klemmring	2	St
19	1031-0825	Gewindestift 8x25	2	St

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-9</b>	<b>3211-7201</b>	<b>Fahrbremse für Begleitperson</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	1209-0221	Bremsgriff 80°	2	St
2	1209-0001	Bowdenzug, auf 105 cm kürzen	2	St
3	1039-0006	Kunststoffschraube Senkkopf, 4x13	6	St
4	1039-0001	Kunststoffschraube LK m Flansch, KS Z verz 4x10	2	St
5	1149-0003	Bowdenzugführung d 6,4 / 8 mm, schwarz	2	St
6	1089-0004	Kabelbinder schwarz, 4,75x180 lang	6	St
7	1204-0005	Bremsscheibe mit Alu-Ring	2	St
	1205-0055	Bowdenzugführung, <i>nicht abgebildet</i>	2	St
8-14		<b>Ersatzteile, Fahrbremse Begleitperson</b>		
8	3231-7217	Einstellschraube für Bowdenzug 160° geknickt	1	St
9	1131-0073	Druckfeder	1	St
10	1099-0015	Klemmschraube	1	St
11	3231-7213	Alu-Profil	1	St
12	3231-7214	Grundplatte für Nabenbremse	1	St
13	3231-7212	Deckel für Nabenbremse	1	St
14	1039-0001	Befestigungsschrauben	3	St

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-2	<b>3232-5190</b>	<b>Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger, Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
	<b>3234-5190</b>	<b>Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger, Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	3231-5149-032	Wadenpolsterplatte, Gr. 1	1	St
	3233-5149-032	Wadenpolsterplatte, Gr. 2	1	St
2	3232-5173	Schaumstoff für Wadenpolsterplatte, Gr. 1	1	St
	3234-5173	Schaumstoff für Wadenpolsterplatte, Gr. 2	1	St

# Ersatzteile



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
<b>1-4</b>	<b>3211-9300-323</b>	<b>Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, Gr. 1</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
	<b>3212-9300-323</b>	<b>Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, Gr. 2</b>	<b>1</b>	<b>Set</b>
1	7000-0007-323	Verdeck	1	St
2	7000-0008	Regenschutz, DURO Gr. 1	1	St
	7000-0037	Regenschutz, DURO Gr. 2	1	St
3	7000-0004	Verdeckraasterungen am Verdeck kompl. mit Verschraubung	2	St
4	3211-9330E	Verdeckadapter komplett	1	Set

---

HOGGI GmbH  
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland  
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99  
E-mail: [info@hoggi.de](mailto:info@hoggi.de) • [www.hoggi.de](http://www.hoggi.de)

---