

DURO / DURO Cross

Stand: Juli 2023 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.1051

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Grundausstattung

- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Kniewinkelanlage verstellbar
- Winkelverstellbares Fußbrett
- Tragwinkel

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben



Schwarz


Polsterfarben




Schwarz



Beere Soft



Grau Soft



Türkis Soft



Voreinstellungen // Größe 1

Sitztiefe, Größe 1

Sitztiefe eintragen: (26 - 40 cm)

Unterschenkellänge, Größe 1

Unterschenkellänge eintragen: (20 - 44 cm)

Rückenhöhe, Größe 1

Rückenhöhe eintragen: (45 - 63 cm)

Sitzneigung, Größe 1

Sitzneigung festlegen:

16° 20° (empfohlen)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

Voreinstellungen // Größe 2

Sitztiefe, Größe 2

Sitztiefe eintragen: (31 - 45 cm)

Unterschenkellänge, Größe 2

Unterschenkellänge eintragen: (20 - 44 cm)

Rückenhöhe, Größe 2

Rückenhöhe eintragen: (62 - 83 cm)

Sitzneigung, Größe 2

Sitzneigung festlegen:

16° 20° (empfohlen)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

Sitzeinheit



DURO



DURO Cross


Kopfstützpelotten

Kopfstützpelotten,
niedrige Form

Kopfstützpelotten

Kopfstützpelotten mit Ab-
standsgewirke, für HörersetzAnatomische Nacken-Kopf-
stütze mit Längenausgleich

Pelotten



Thoraxpelotten

8 x 10 x 2 cm**10 x 12 x 2 cm****12 x 13 x 2 cm**

Oberschenkelführung, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar



Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar

**Hinweis:**

Gr. 1: Minimale Sitzbreite liegt bei 25 cm.

Gr. 2: Minimale Sitzbreite liegt bei 30 cm.

Wadenpolsterstützplatte, Fußbrett



Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger



Fußbrett mit Fersenkante

2=30 cm**3=34 cm****4=38 cm**

Fußbretthalter




Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung

Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fünfpunktgurt



Sitzhose

Gr. XS

SB 18 - 24 cm

Gr. S

SB 22 - 30 cm

Gr. M

SB 28 - 36 cm



Fußgurte



Fußgelenkgurte



Fixationsweste



Brust-Schulterpelotte

SE**Gr. 1****Gr. 1**


ø 4 - 6,5 cm

SE**Gr. 2****Gr. 2**

ø 6 - 8,5 cm

Gr. 0**Gr. 1****Gr. 2****Gr. 3****Gr. 1****Gr. 2****Gr. 3**

Abduktionskeil



Abduktionskeil, abschwenkbar
und abnehmbar

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3




Abduktionskeil, fest

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Zubehöraufnahme, Haltebügel



Zubehöraufnahme zur Befestigung
Haltebügel / Therapietisch



Haltebügel mit Polster



Hinweis:

Nur möglich mit Zubehöraufnahme.


Therapietisch



Therapietisch, transparent



Therapietisch, transparent,
höhenverstellbar



Therapietisch, grau



Therapietisch, grau,
höhenverstellbar



Hinweis:

Nur möglich mit Zubehöraufnahme.

Hüftpelotten nur möglich in Kombination mit dem höhenverstellbaren Therapietisch.

Winterschlupfsack, Regencape, Verdeck



Winterschlupfsack

Gr. 1**Gr. 2****Gr. 3**

Echtfelleinsatz

Gr. 1**Gr. 2****Gr. 3**

Regencape, schwarz

Verdeck inkl. Adapter
und Regenschutz

Tragwinkel

Tragwinkel in Standardfarbe
Signalweiß

Tragwinkel passend zur Polsterfarbe

Lenkgabeln, Lenkstopp



Kunststofflenkgabeln

Lenkstopp für
Kunststofflenkgabeln

Alu-Lenkgabeln

Lenkstopp für
Alu-Lenkgabeln

Bereifung (nur auswählbar für das DURO Straßengestell)

Standard Bereifung

Luftbereifung**PU-Bereifung****Hinweis:**Rad über Schnellverschluss
abnehmbar.Trommelbremsräder mit
Bereifung & Feststellfunktion
am Bremsgriff**Luftbereifung****PU-Bereifung**

PU-Bereifung auf schwarzen Felgen

**Hinweis:**Rad über Schnellverschluss
abnehmbar.**Bereifung** (nur auswählbar für das Cross Straßengestell)Trommelbremsräder mit Bereifung
auf schwarzen Fünfspeichenfelgen
mit Feststellfunktion am Bremsgriff**Luftbereifung****PU-Bereifung****Hinweis:**Rad über Quick-Release Achse
abnehmbar.**Bremsvariante**

Fahrbremse für Begleitperson

**Hinweis:**

Nicht für Trommelbremsräder.


Ablagetasche, Transportsicherung, Ablage für medizinische Zusatzgeräte, Lenk- und Schiebehilfe



Mitfaltende Ablagetasche
(max. 3 kg)



Transportsicherung nach
ISO 7176-19



Ablage für medizinische
Zusatzgeräte



Lenk- und Schiebehilfe

Buggy-Board, Sonnenschirm, Zubehör- und Wickeltasche



Buggy-Board



Sonnenschirm mit
Befestigungsset, schwarz



Wickelrucksack, schwarz

Hörerset, Cosies



Hörerset, zum Einbau in
Kopfstützpelotten mit
Abstandsgewirke



„Cosies“ Thermofleece Handwärmer
für Begleitperson

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage