



ZIP® Reha-Buggy

Größe 1 für Kinder von ca. 3 - 8 Jahren

HMV-Nr.: 18.99.01.1043

Crash getestet nach ISO 7176-19 und ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Alle Preise in €, Stand 05/2024, gültig bis auf Widerruf, Preise zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot	☐ Bestellung
Auftragsnummer / Kommission	Datum
Rechnungsanschrift	
Firma	Kundennummer
Straße	Postleitzahl, Ort
E-Mail	Telefon
Fax	
Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)	
Firma	
Straße	Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

Stabiler und kompakter Reha-Faltbuggy aus Aluminium

- verstärkte Sitz- und Rückenbespannung aus Nylon
- Fußbank:
stufenlos höhenverstellbar, winkelvestellbar und wegklappbar
- kugelgelagerte Räder vorne und hinten
- Feststellbremse

Technische Daten

- Sitzbreite 35 cm
- Sitztiefe 25 / 30 / 35 cm
- Rückenhöhe 60 / 66 cm
- Rückenverstellung 10°
- Unterschenkellänge 20 - 39 cm
- Zuladung 50 kg
- Gewicht 12,5 kg

Mindestangaben (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe:	☐ Schwarz 052
Nylonbespannung:	☐ Grau 304 ☐ Schwarz 320
Polsterfarbe: mit Zubehörfarbe Schwarz	☐ Schwarz 346 ☐ Beere Soft 347 ☐ Grau Soft 348
	☐ Türkis Soft 349

Voreinstellungen (ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Sitztiefe:	☐ 25 cm	☐ 30 cm	☐ 35 cm
Rückenhöhe:	☐ 60 cm	☐ 66 cm	
Unterschenkellänge:	20 - 39 cm		

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ 3210-0001		ZIP® Gr. 1 (Rückenhöhe 60 cm)		1 Stück	
mit	☒ 3210-2101		Verstärkte Nylonbespannung für Rückenhöhe 60 cm	01	1 Set	inkl.
	☐ 3210-0002		ZIP® Gr. 1 (Rückenhöhe 66 cm)		1 Stück	
mit	☒ 3210-2102		Verstärkte Nylonbespannung für Rückenhöhe 66 cm		1 Set	inkl.
	☐ 3210-8501		Rückenwinkelerweiterung 120°	02	1 Stück	
mit	☐ 3210-2103		Verstärkte Nylonbespannung (120°) Rückenhöhe 60 cm		1 Set	inkl.
mit	☐ 3210-2104		Verstärkte Nylonbespannung (120°) Rückenhöhe 66 cm		1 Set	inkl.
mit	☐ 1281-1007		Kunststofflenkgabeln	03	1 Set	inkl.
	☐ 3202-7100		Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	04	1 Set	
oder	☐ 1281-1008		Alu-Lenkgabeln	(Aufpreis) 05	1 Set	
	☐ 3232-7100		Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
mit	☐ 1229-0008S		PU-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	06	1 Set	inkl.
oder	☐ 1229-0010		PU-Bereifung auf 7-Speichenfelgen	07	1 Set	inkl.
oder	☐ 1219-0004S		Luft-Bereifung auf 6-Speichenfelgen	08	1 Set	inkl.
mit	☐ 3210-2410	015	Fußbrettanlage stufenlos höhenverstellbar, winkelverstellbar, wegklappbar	09	1 Set	inkl.
oder	☐ 3210-2510	015	Fußbrettanlage durchgehend winkelverstellbar, hochklappbar, wegschwenkbar	(Aufpreis) 10	1 Set	
mit	☐ 3210-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	11	1 Set	

Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ 3202-7100		Nachrüstsatz Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln	04	1 Set	
	☐ 3232-7100		Nachrüstsatz Lenkstopp für Alu-Lenkgabeln		1 Set	
	☐ 3210-7201		Fahrbremse für Begleitperson, Zweihandbedienung	12	1 Set	
	☐ 3210-7300E		Nachrüstsatz Transportsicherung nach ISO 7176-19	11	1 Set	
	☐ 3210-5000		Mitfaltendes Rückenpolster, Höhe 60 cm	13	1 Stück	
	☐ 3210-5100		Mitfaltendes Rückenpolster, Höhe 66 cm		1 Stück	
	☐ 3210-5200		Mitfaltendes Sitzpolster	14	1 Stück	
	☐ 3210-7600		Kopfstütze	15	1 Stück	
	☐ 3210-6900		Anatomische Nacken-Kopfstütze Gr. 1	16	1 Set	
	☐ 3210-7800		Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar und abnehmbar	17	1 Stück	
	☐ 3213-7800		Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar und abnehmbar		1 Stück	
	☐ 3210-5300		Sitzhose Gr. 1	18	1 Stück	
	☐ 3210-5400		Sitzhose Gr. 2		1 Stück	
	☐ 3201-6100		Beckengurt	19	1 Stück	
	☐ 3213-6200		Fünfpunktgurt	20	1 Stück	
	☐ 3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	21	1 Paar	
	☐ 3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2		1 Paar	
	☐ 3210-8100		Haltebügel mit Polster Gr. 1	22	1 Stück	
	☐ 3210-5500	306	Wadenband mit Polster	23	1 Stück	
	☐ 3210-8203		Therapietisch Gr. 1, grau, höhenverstellbar	24	1 Stück	
	☐ 3210-8202		Therapietisch Gr. 1, transparent, höhenverstellbar	25	1 Stück	
	☐ 3201-8400	306	Winterschlupfsack Gr. 2, schwarz	26	1 Stück	
	☐ 3203-8300	306	Winterschlupfsack Gr. 3, schwarz		1 Stück	
	☐ 7000-0019		Echtfelleinsatz Gr. 2	27	1 Stück	
	☐ 7000-0020		Echtfelleinsatz Gr. 3		1 Stück	
	☐ 3203-9200	306	Regencape Gr. 2, schwarz	28	1 Stück	
	☐ 3210-9300		Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz *	29	1 Stück	
	☐ 3210-9302		Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, passend zu Rückenwinkel 120° *		1 Stück	
* Farbe des Verdecks passt sich der Farbe der Nylon-Bespannung an						

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ SA-0260-KP		Ankipphilfe	30	1 Stück	

Sonderzubehör (Selbstzahlerprodukte mit 10% Händlerabbatt für Vermittlung)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
☐	7000-0010		Buggy-Board		1 Stück	
☐	7000-0012	306	Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz		1 Stück	
☐	3210-9500		Transporttasche		1 Stück	
☐	7000-0202	306	Wickelrucksack, schwarz		1 Stück	
☐	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson		1 Paar	

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // ZIP



Verstärkte Nylon-
bespannung



Rückenwinkel-
erweiterung 120°



Kunststofflenkgabeln



Lenkstopp



Alu-Lenk-gabeln



PU-Bereifung Vorderrad
auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad
auf 6-Speichenfelgen



PU-Bereifung Vorderrad
auf 7-Speichenfelgen



PU-Bereifung Hinterrad
auf 7-Speichenfelgen



Luft Bereifung Vorderrad
auf 6-Speichenfelgen



Luft Bereifung Hinterrad
auf 6-Speichenfelgen



Fußbrettanlage



Fußbrettanlage,
durchgehend



Transportsicherung



Fahrbremse für
Begleitperson



Mitfaltendes
Rückenpolster



Mitfaltendes Sitzpolster



Kopfstütze



Anatomische
Nacken-Kopfstütze



Abduktionskeil, ab-
schwenkbar, abnehmbar



Sitzhose



Beckengurt




Fünfpunktgurt




Fußgelenkgurte



Halbbugel mit Polster



Wadenband mit Polster



Therapietisch, grau



Therapietisch,
transparent



Winterschlupfsack



Echtfelleinsatz

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // ZIP



Regencape



Verdeck



Ankipphilfe



Buggy-Board



Sonnenschirm



Transporttasche



Zubehör- & Wickeltasche



„Cosies“ Thermofleece
Handwärmer